Polycap™ HD «Heavy Duty» : Pre-filtro ideal para la filtración de soluciones acuosas u orgánicas entre 1 y 20 µm

Whatman

- Medio en profundidad para la filtración de soluciones cargadas
- Disponible en 2 tamaños
- Conexiones olivas para tubos de 6 a 12 mm de diámetro interior

* Oliva: conexión acanalada para tubos con un diámetro interior de 6 a 10 mm; 1/2" Oliva: conexión acanalada para tubos con un diámetro interior 10 a 12 mm.



Aplicaciones

+ Prefiltración
+ Preparación de muestras
+ Disolventes
+ Tampones
+ Reactivos

Membrana	Umbral de filtración (µm)	Superficie de filtración (cm²)	Conexión* entrada	Conexión* salida	Caudal litros/min a 1 bar (14,5 psi)	Aireación	Estéril	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
Polycap 36 HD										
PP	1	400	Oliva	Oliva	4	No	No	1	**036521**	**NC -**
PP	5	400	Oliva	Oliva	5,5	No	No	1	**036522**	**NC -**
PP	10	400	Oliva	Oliva	6,5	No	No	1	**036523**	**NC -**
PP	20	400	Oliva	Oliva	9	No	No	1	**036524**	**NC -**
Polycap 75 HD										
PP	1	820	1/2" Oliva	1/2" Oliva	8	No	No	1	**036525**	**NC -**
PP	5	820	1/2" Oliva	1/2" Oliva	14	No	No	1	**036526**	**NC -**
PP	10	820	1/2" Oliva	1/2" Oliva	21	No	No	1	**036527**	**NC -**
PP	20	820	1/2" Oliva	1/2" Oliva	› 30	No	No	1	**036528**	**NC -**

Unidades de filtración a presión Sterivex

MERCK


- Volumen filtro hasta 2 l
- Área de filtración: 10 cm²
- Volumen muerto ‹ 200 µl después de la purga
- Presión: 3 bars máximo
- Material unidad : Eastar
- Esterilización (rayos gamma)
- Funcionan bajo presión con una jeringa, una bomba peristáltica o un recipiente a presión

Estéril



Conexión	Membrana	Express (PES) GP	Durapore (PVDF) GV	Durapore (PVDF) HV
	Tamaño de los poros (µm)	0,22	0,22	0,45
Con tope LL hembra y campana de relleno	Ref.	**051188**	**051191**	**051194**
	Unid. de env.	10	10	10
	€ 10 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Con tope LL macho	Ref.	**051189**	**051192**	**051195**
	Unid. de env.	**15**	**15**	**15**
	€ 15 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Con tope dentado macho	Ref.	**051208**	**051206**	**051215**
	Unid. de env.	**15**	**15**	**15**
	€ 15 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Filtro universal para frascos Stericap PLUS



Para la esterilización ultrarrápida de 5 a 10 litros para filtración en vacío.

- Rendimiento y productividad elevados, baja adsorción proteica
- Estéril, envase individual
- Se adapta a la mayoría de los frascos con boca de diámetro interno entre 20 y 67 mm
- Membrana millipore Express Plus de PES, 0,22 µm
- Área de filtración: 40 cm²
- Incluye tubo cargado para sumergir en la disolución de filtrado

Estéril

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
051592	Unidad de filtración Stericap Plus 0,22 µm	**NC -**

Unidades de filtración Steripak

SARTORIUS

Para la esterilización de 10 a 20 litros.

- Filtros cápsula incluidos estériles, listos para utilizar
- Formados por un apilamiento de membranas Express Plus de PES de 0,22 µm de baja adsorción proteica
- Para conectar a una bomba peristáltica para filtrar rápidamente hasta 20 litros de soluciones de medios de cultivo

Estéril



Ref.	Descripción	Superficie filtración	Unid. de env.	€
051456	Unidad de filtración Steripak 10	100 cm²	3	**NC -**
051460	Unidad de filtración Steripak 20	200 cm²	3	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB