Filtración al vacío VacuCap



- Membrana de PES
- Para filtración de soluciones acuosas de 100 ml a 5 litros
- Compacto, menos plástico
- Conector para tubo flexible 6 a 9 mm Ø interno
- Estéril por irradiación gamma

Estéril

Diámetro (mm)	60			90		
Área de filtración (cm2)	30			60		
Caudal para 0,2 µm (ml/min)	200			400		
Vol. muerto (ml)	1,2			3,2		
Umbral (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,1	**278746**	10	**NC -**	**278475**	10	**NC -**
0,2	**278153**	10	**NC -**	**278150**	10	**NC -**
0,8 / 0,2	**278155**	10	**NC -**	**278152**	10	**NC -**
0,45	**278154**	10	**NC -**	**278151**	10	**NC -**

Cápsulas filtrantes Acropak PES



- Con membrana Supor para soluciones biológicas
- Para volúmenes de hasta 2 litros (20 cm^2)
- Baja afinidad a las proteínas
- Prefiltro de inicio para optimizar la vida útil del filtro
- Estéril por radiación gamma

Estéril

Área de filtración (cm2)	20		
Umbral (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,8 / 0,2	**278342**	3	**NC -**

Filtro de ventilación Vacushield



- Membrana hidrófoba de PTFE
- Para la filtración de gases, bloquea las soluciones acuosas
- Protección de bombas contra la entrada de líquidos
- No estéril

Diámetro (mm)	50		
Área de filtración (cm2)	19,6		
Umbral (µm)	Ref.	Unid./ caja	€ caja
0,45	**278085**	3	**NC -**