Unidad de filtración en tubo de 50 ml Nalgene™



- Con membrana Pall Supor® Mach V PES
- Para la filtración de pequeños volúmenes en cultivos celulares, para la filtración de sueros o medios
- Membrana de filtración rápida "Rapid-flow": nueva tecnología de fabricación para filtrar más y más rápido
- Baja tasa de fijación de proteínas
- Estéril con rayos gamma, SAL 10- 6
- Incluye un tapón estéril ensamblado, y dos soportes de tubos en cada caja

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
029749	Tubo 50 ml con unidad de filtración PES 0,2 µm	12	**NC -**

Unidades completas de filtración desechables Nalgene™

- Soporte de membrana para mejorar la tensión de la membrana, lo que se traduce en una mayor velocidad de filtración.
- Forma ergonómica (apertura rápida de 1 vuelta), curvada para facilitar el agarre, base ancha para mayor estabilidad
- Número de lote, referencia, tipo de membrana y tamaño de poro impresos en las unidades de diámetro 50 y 75 mm
- Membranas de 75 mm para las unidades de filtración de PES
- Certificadas estériles (Duración de la esterilidad de 5 años, si el producto se mantiene en el envase íntegro)
- Membrana de filtración rápida "Rapid-flow": tecnología de fabricación que maximiza el rendimiento de la membrana y acelera el caudal y la velocidad de filtración



Deferentes tipos de membranas :

+ CA ó SFCA : acetato de celulosa sin surfactante, código color amarillo ;
+ CN : nitrato de celulosa, código color verde ;
+ Nylon, código de color rojo ;
+ PES : polietersulfona, código de color azul;
+ PES FASTER : membrana Supor Mach V de filtración rápida, asimétrica, tasa de fijación baja de proteínas.

Perfil estándar

				Volumen 150 ml		Volumen 250 ml	
Tipo	Membrana	Porosidad (µm)	ø (mm)	Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
MF75	CN	0,2	50	**028560**	**NC -**	**028566**	**NC -**
MF75	CN	0,45	50	**028561**	**NC -**	**028567**	**NC -**
MF75	CN	0,8	50	**028562**	**NC -**	**028568**	**NC -**
MF75	SFCA	0,2	50	**028030**	**NC -**	**028005**	**NC -**
MF75	SFCA	0,45	50	**028031**	**NC -**	**028569**	**NC -**
MF75	Nylon	0,2	50	**028563**	**NC -**	**028670**	**NC -**
MF75	Nylon	0,45	50	**028564**	**NC -**	**028571**	**NC -**
MF75	PES	0,1	50	**029921**	**NC -**	**029922**	**NC -**
MF75	PES FASTER	0,2	50	**029663**	**NC -**	**029666**	**NC -**
MF75	PES	0,45	50	**028037**	**NC -**	**028573**	**NC -**

				Volumen 500 ml		Volumen 1000 ml	
Tipo	Membrana	Porosidad (µm)	ø (mm)	Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
MF75 + prefiltro	CN	0,2	75	**028575**	**NC -**	**028586**	**NC -**
MF75 + prefiltro	CN	0,45	75	**028576**	**NC -**	**028587**	**NC -**
MF75 + prefiltro	CN	0,8	75	**028577**	**NC -**	**028589**	**NC -**
MF75 + prefiltro	SFCA	0,2	75	**028006**	**NC -**	**028590**	**NC -**
MF75 + prefiltro	SFCA	0,45	75	**028028**	**NC -**	**028591**	**NC -**
MF75 + prefiltro	Nylon	0,2	75	**028578**	**NC -**	**028592**	**NC -**
MF75 + prefiltro	Nylon	0,45	75	**028579**	**NC -**	**028593**	**NC -**
MF75 suero	SFCA	0,2	90	**028580**	**NC -**	**028594**	**NC -**
MF75 suero	SFCA	0,45	90	**028581**	**NC -**	**028595**	**NC -**
MF75 Media-Plus	Nylon	0,2	90	**028582**	**NC -**	**028596**	**NC -**
MF75	PES	0,1	75	**029923**	**NC -**	-	-
MF75	PES	0,2	75	**029664**	**NC -**	-	-
MF75	PES	0,1	90	-	-	**030084**	**NC -**
MF75	PES FASTER	0,2	90	**029667**	**NC -**	**029665**	**NC -**
MF75	PES	0,45	75	**028418**	**NC -**	-	-
MF75	PES	0,45	90	**028584**	**NC -**	**028597**	**NC -**

Perfil bajo

					Volumen 115 ml	
Membrana	Porosidad (µm)	ø (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
CN	0,2	50	12	72	**028552**	**NC -**
CN	0,45	50	12	72	**028554**	**NC -**
SFCA	0,2	50	12	72	**028556**	**NC -**
SFCA	0,45	50	12	72	**028557**	**NC -**
PES FASTER	0,2	50	12	72	**029662**	**NC -**
PES	0,45	50	12	72	**028559**	**NC -**