NUEVO

Unidades de filtración completas Stericup E-GP y Steritop E

- Membrana Express plus : membrana de flujo rápido y baja adsorción
- Estériles, envase individual
- Membrana : 0,22 µm, PES
- Soporte: poliestireno
- Superficie de filtración : 40 cm²
- Temperatura de uso : 50 °C
- De un solo uso

Stericup E -GP

- Compuesto por unidad de filtrado y frasco receptor
  Utilice sus frascos directamente, sin necesidad de embudo
  500 o 1000 ml

Ref.	Vol. del frasco (ml)	Cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
236055	500	38	12	NC -
236056		45	12	NC -
236057	1000	38	12	NC -
236058		45	12	NC -

Steritop E

- Unidad de filtrado sola
  Utilice sus frascos directamente, el embudo y el frasco receptor ya no son necesarios

Ref.	Cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
236059	38	12	NC -
236060	45	12	NC -



Stéricup E-GP

Stéritop E



Stéricup

Unidades de filtración completas Stericup

- Soporte: poliestireno
- Área de filtración: 40 cm²
- Estériles, envase individuall
- De un solo uso

Membranes

+ PES (GP) : membrana Express Plus de flujo rápido
+ Durapore (GV) : membrana con baja adsorción de proteínas

Volumen receptáculo (ml)	Volumen embudo (ml)		Stericup VP	Stericup GP	Stericup GV	Stericup HV
		Membrana	0,1 µm	0,22 µm	0,22 µm	0,45 µm
150	150	Ref.	-	051244B	051249B	051284B
		€ 12 unid.	-	NC -	NC -	NC -
250	250	Ref.	051243B	051245B	051250B	051285B
		€ 12 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -
500	500	Ref.	-	051246B	051251B	051286B
		€ 12 unid.	-	NC -	NC -	NC -
1000	500	Ref.	051955B	051247B	051252B	-
		€ 12 unid.	NC -	NC -	NC -	-
1100	1000	Ref.	-	051248B	051253B	051288B
		€/caja de 12	-	NC -	NC -	NC -

Unidades de filtración Steritop para frascos

Para filtrar en frascos con volúmenes de 150 ml a 1 l.



- Para todos los frascos de cuello de 33 o 45 mm
- Temperatura de uso : 45 °C máximo
- Membrana Express Plus 0,22 µm PES

El frasco de almacenamiento debe pedirse por separado.

Vol. del embudo (ml)	Umbral de filtración (µm)	Ref.	Membrana	Unid./ caja	€/ caja
Cuello 33 mm					
150	0,2	051261	PES	12	NC -
250	0,2	051262	PES	12	NC -
500	0,2	051263	PES	12	NC -
Cuello 45 mm					
100	0,1	452594	PES	12	NC -
150	0,2	051266B	PES	12	NC -
250		051267B	PES	12	NC -
500		051268B	PES	12	NC -
		051806B	PVDF	12	NC -
1000		051269B	PES	12	NC -

Frascos de almacenamiento de cuello 45 mm

- De poliestireno

Vol. del frasco (ml)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
500	051273B	12	NC -
1000	051274B	12	NC -

Prefiltro para soluciones difíciles

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€
051259	Prefiltro para soluciones difíciles	100 membranas	NC -

* Membrana Durapore PVDF.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB