Los originales

Frascos de vidrio borosilicato Duran®



Los frascos de vidrio borosilicato DURAN® se caracterizan por un coeficiente de dilatación muy bajo y una excelente resistencia al choque térmico y a los productos químicos..

- De vidrio Duran® tipo I transparente o ámbar
- Con o sin tapón de rosca de polipropileno con anillo antiderrame
- Grosor de las paredes uniforme
- Autoclavables, esterilizables
- Con código de trazabilidad para obtener un certificado de lote en Internet
- Graduaciones impresas de larga duración

Certificado y seguimiento de lotes para los frascos DURAN® a GL45 : usando el código especial de 8 dígitos que figura en el frasco, se puede obtener un certificado directamente en Internet.

						Frascos de vidrio transparente				Frascos marrones			
Volumen (ml)	Altura con tapón (mm)	Altura sin tapón (mm)	Ø boca (rosca GL)	Ø cuerpo (mm)	Unid./ caja	Sin tapón	€/ caja	Con tapón de azul PP	€/ caja	Sin tapón	€/ caja	Con tapón de azul PP	€/ caja
10	54	50	GL 25	36	10	090982	NC -	090983	NC -	090985	NC -	090987	NC -
25	74	70	GL 25	36	10	090969	NC -	090299	NC -	090392	NC -	083836	NC -
50	91	87	GL 32	46	10	090970	NC -	090300	NC -	090393	NC -	083838	NC -
100	105	100	GL 45	56	10	090382	NC -	090301	NC -	090394	NC -	083840	NC -
150	115	110	GL 45	62	10	092036	NC -	092033	NC -	092039	NC -	083841	NC -
250	143	138	GL 45	70	10	090383	NC -	090302	NC -	090395	NC -	083843	NC -
500	181	176	GL 45	86	10	090379	NC -	090303	NC -	090396	NC -	083845	NC -
750	208	203	GL 45	95	10	092037	NC -	092034	NC -	092040	NC -	083846	NC -
1000	230	225	GL 45	101	10	090384	NC -	090304	NC -	090397	NC -	083848	NC -
2000	265	260	GL 45	136	10	090971	NC -	090305	NC -	090398	NC -	083850	NC -
3500	300	295	GL 45	160	1	092038	NC -	092035	NC -	092041	NC -	083851	NC -
5000	335	330	GL 45	182	1	090972	NC -	090306	NC -	090399	NC -	083853	NC -
10000	415	410	GL 45	227	1	090973	NC -	090307	NC -	090800	NC -	083854	NC -
20000	510	505	GL 45	288	1	090975	NC -	090308	NC -	083856	NC -	-	-
25000	545	-	GL 45	316	1	-	-	096063	NC -	-	-	-	-

Frascos Pyrex® para medios



- Frascos ISO de vidrio borosilicato
- Autoclavables
- Ideal para el almacenamiento y la conservación de medios de cultivo y tampones
- Graduados, con tapón de polipropileno azul y anillo antigoteo (excepto GL25, que no incluye anillo antigoteo)
- Código de trazabilidad

Frascos con tapón

Ref.	Volumen (ml)	Boca	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
001090	25	GL 25	36 x 70	10	NC -
001091	50	GL 32	46 x 88	10	NC -
001092	100	GL 45	56 x 100	10	NC -
001989	150	GL 45	62 x 105	10	NC -
001093	250	GL 45	70 x 138	10	NC -
001094	500	GL 45	86 x 176	10	NC -
001993*	750	GL 45	95 x 203	10	NC -
001095	1000	GL 45	101 x 255	10	NC -
001096	2000	GL 45	136 x 260	10	NC -
001991	3500	GL 45	160 x 295	1	NC -
001097	5000	GL 45	181 x 335	1	NC -
001098	10000	GL 45	227 x 410	1	NC -
001099	20000	GL 45	300 x 510	1	NC -

*Frasco solo, el anillo y el tapón deben pedirse por separado.

Anillos y tapones

Tipo de boca	GL 25	GL 32	GL 45
Anillo antigoteo de PP blanco	-	001100	001101
€ 10 unid.	-	NC -	NC -
Anillo antigoteo de ETFE rojo	-	001104	001105
€ 10 unid.	-	NC -	NC -
Tapón de rosca de PP azul	001108	001102	001103
€ 10 unid.	NC -	NC -	NC -
Tapón de rosca de ETFE rojo	001109	001106	001107
€ 10 unid.	NC -	NC -	NC -