Las variantes - Cuello estrecho

Frascos cuadrados de vidrio borosilicato



Frascos que ahorran espacio.

- De vidrio DURAN® de borosilicato 3.3
- Botella resistente a temperaturas que oscilan entre -70 °C y +500 °C
- Tapón resistente a temperaturas que oscilan entre -40 °C y +140 °C
- Certificado de trazabilidad, cada frasco tiene un número de identificación

Astucia
Ver los tapones de las páginas 1149 y 1150

Ref.	Descripción	Tapón	Dim. lado x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
090441	Frasco cuadrado de 100 ml	GL 32	50 x 109	10	NC -
090346	Frasco cuadrado de 250 ml	GL 45	64 x 143	10	NC -
090347	Frasco cuadrado de 500 ml	GL 45	78 x 181	10	NC -
090348	Frasco cuadrado de 1000 ml	GL 45	94 x 222	10	NC -

Frascos de laboratorio, con tapón de rosca y anillo anti-goteo de alta temperatura



- Tapón y anillo antigoteo de poliéster termoplástico
- Código de trazabilidad impreso: certificado de lote descargable
- Resistente a la esterilización por aire caliente hasta 180°C
- Junta de silicona recubierta de PTFE resistente a los ataques químicos
- El frasco de 25 ml incorpora un anillo de vidrio moldeado directamente en el cuello de la botella y no necesita anillo antigoteo

Ref.	Volumen (ml)	Ø del cuerpo (mm)	Al. frasco (mm)	Rosca GL	Unid./ caja	€/ caja
232546	25	36	70	25	10	NC -
232547	50	46	88	32	10	NC -
232548	100	56	100	45	10	NC -
232549	250	70	138	45	10	NC -
232550	500	86	176	45	10	NC -
232551	1000	101	225	45	10	NC -
232552	2000	136	260	45	10	NC -

Frascos Pyrex® con tapón PBT

- De Pyrex®, graduados (excepto frasco 25 ml)
- Entregados con un tapón de resina fenólica alto rendimiento sin sello
- Hermeticidad asegurada por una junta de PTFE / etileno-propileno
- Frascos esterilizables a 121 °C durante 2 horas, tapón de rosca PBT autoclavable y esterilizable en vapor seco hasta 180 °C



Ref.	Capacidad (ml)	ø ext. cuerpo (mm)	ø boca racor SVL (mm)	Altura total (mm)	Unid./ caja	€/ caja
090834	25	35	20	65	10	NC -
090835	50	43	25	80	10	NC -
090836	100	54	25	105	10	NC -
090837	250	66	30	135	10	NC -
090763	500	81	30	175	10	NC -
090764	1000	101	42	215	10	NC -
090838	2000	136	60	250	10	NC -
090839	5000	181	60	324	1	NC -
090840	10000	227	60	395	1	NC -
090842	20000	288	60	502	1	NC -

Tapones de PBT (incluyen junta) para frascos

Ref.	Racor SVL	ø ext x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
001485B	13	17 x 16	20	NC -
001486B	15	20 x 18	20	NC -
001487B	18	23 x 18	20	NC -
001488B	20	25 x 18	20	NC -
001489B	22	27 x 18	20	NC -
001490B	25	31 x 26	20	NC -
001491B	30	36 x 26	20	NC -
001492B	42	52 x 30	10	NC -

Juntas de recambio

Ref.	Unid./ caja	€/ caja
001494B	20	NC -
001495B	20	NC -
001496B	20	NC -
001497B	20	NC -
001498B	20	NC -
001499B	20	NC -
001500C	20	NC -
001501B	10	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB