Botellas DURAN® GL45 Pressure Plus+

- Geometría de la botella para garantizar la resistencia a la presión
- Seguridad para el usuario y los contenidos
- Vidrio de borosilicato DURAN® 3.3
- Boca GL45
- Resistencia al vacío hasta -1 bar
- Resistencia a la presión hasta +1,5 bar
- Conforme DIN EN 1595:1997-05, ISO 4796-1:2016
- Graduaciones impresas en azul para un mejor reconocimiento en comparación con la botella estándar
- Autoclavable
- Código de rastreo para mejorar la trazabilidad
- Disponible en versión transparente estándar o con revestimiento Protect y versión ámbar, que protege las muestras contra la luz UV (corforme USP ‹660› y EP 3.2.1)
- Aplicaciones: filtración al vacío, recogida de muestras a presión, almacenamiento de disolventes volátiles, almacenamiento de compuestos generadores de gas

No incluyen tapón.

NUEVO



				Natural		Claro		Ámbar	
Vol. (ml)	Ø boca (roscado)	Ø (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
100	100	56	10	**090989**	**NC -**	**096951**	**NC -**	**090990**	**NC -**
250	138	70	10	**090950**	**NC -**	**083509**	**NC -**	**090952**	**NC -**
500	176	86	10	**090951**	**NC -**	**083510**	**NC -**	**090953**	**NC -**
1000	225	101	10	**090806**	**NC -**	**096129**	**NC -**	**090807**	**NC -**

Tapones

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
090310	Tapón de PBT rojo GL45 con junta de silicona recubierta de PTFE 180°C	10	**NC -**
999363	Anillo antigoteo de ETFE para tapón rojo GL45	10	**NC -**

Botellas DURAN® PURE

- Desarrollado para la industria farmacéutica
- De acuerdo con las recomendaciones de la farmacopea internacional
- Vidrio de borosilicato tipo I EP/USP
- Recubrimiento para evitar la contaminación
- Certificado de análisis disponible por lote
- Trazabilidad total
- 100% de control visual
- Drug master file type III

Aplicaciones

+ Fabricación de productos farmacéuticos
+ Almacenamiento de intermediarios de medicamentos
+ Transporte de APIs



			Transparente		Ámbar			Transparente		Ámbar	
Volumen (ml)	Ø boca (roscado)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ø boca (roscado)	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
25	GLS 25	10	**096971**	**NC -**	**096979**	**NC -**	-	-	-	-	-
100	GLS 45	10	**096972**	**NC -**	**096980**	**NC -**	-	-	-	-	-
250	GLS 45	10	**096973**	**NC -**	**096981**	**NC -**	-	-	-	-	-
500	GLS 45	10	**096974**	**NC -**	**096982**	**NC -**	GLS 80	**096997**	**NC -**	**097003**	**NC -**
1000	GLS 45	10	**096942**	**NC -**	**096983**	**NC -**	GLS 80	**096998**	**NC -**	**097004**	**NC -**
2000	GLS 45	10	**096975**	**NC -**	**096984**	**NC -**	GLS 80	**096999**	**NC -**	**097005**	**NC -**
5000	GLS 45	1	**096976**	**NC -**	**096985**	**NC -**	GLS 80	**097000**	**NC -**	**097006**	**NC -**
10000	GLS 45	1	**096977**	**NC -**	**096986**	**NC -**	GLS 80	**097001**	**NC -**	**097007**	**NC -**
20000	GLS 45	1	**096978**	**NC -**	**096987**	**NC -**	GLS 80	**097002**	**NC -**	**097008**	**NC -**

Frascos PREMIUM con anillo y tapón de TPCH Duran®

- Roscado GL 45 y código de trazabilidad
- Recipientes de alta seguridad correspondientes a las normas USP/EP/FDA
- Equipados con un anillo y un tapón con junta de silicona recubierta de PTFE
- Para uso de -196 °C a +260 °C
- Precisión de la graduación ± 5 %, para el llenado y la cuantificación de volúmenes vertidos
- Ideal para métodos de esterilización por aire caliente y aire seco, así como la despirogenización
- Entregados completos con tapón translúcido

+ info en nuestras WEB



Ref.	Capacidad (ml)	Unid./ caja	€/ caja
091376	100	10	**NC -**
091377	250	10	**NC -**
091378	500	10	**NC -**
091379	1000	10	**NC -**

Anillo antigoteo y tapón

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
091205	Anillo antigoteo	5	**NC -**
090387	Tapón con junta	5	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB