Las variantes - boca ancha

Frascos de vidrio con boca ancha GLS 80 Duran®





- Frascos de boca ancha con una rosca ancha de 80 mm para facilitar la manipulación.
- Etiquetado : la zona blanca facilita la identificación del contenido
- Excelente transparencia, graduados, inertes y resistentes químicamente
- Autoclavables hasta 140 °C
- Se suministra con tapones de PP (con junta con reborde para una mejor estanqueidad) y anillo
- Como accesorios: tapones de PSU equipados con una junta de silicona con sus dos caras, recubiertas de PTFE
- Certificado y seguimiento de lotes: mediante el código especial de 8 dígitos que figura en la botella, se puede obtener un certificado directamente en Internet
- Vidrio protect : GLS 80 Protect A para la manipulación de fluidos especialmente valiosos o peligrosos, cubierta de plástico (PU)

	Vidrio transparente			Vidrio ámbar			Vidrio Protect con un revestimiento sintético		
Vol. (l)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,25	**092135**	10	**NC -**	**092137**	10	**NC -**	**092138**	10	**NC -**
0,25	-	-	-	-	-	-	**096950***	10	**NC -**
0,5	**091701**	10	**NC -**	**091825**	10	**NC -**	**091864**	10	**NC -**
1	**091702**	10	**NC -**	**091826**	10	**NC -**	**091865**	10	**NC -**
2	**091703**	10	**NC -**	**091827**	10	**NC -**	**091866**	10	**NC -**
3,5	**092073**	1	**NC -**	-	-	-	**055922***	10	**NC -**
5	**091704**	1	**NC -**	**091828**	1	**NC -**	**091867**	1	**NC -**
10	**091705**	1	**NC -**	**091829**	1	**NC -**	-	-	-
20	**091706**	1	**NC -**	**091830**	1	**NC -**	-	-	-
30	**091868**	1	**NC -**	-	-	-	-	-	-
50	**091869**	1	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Se entrega sin tapón.

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
091708B	Tapones GLS 80	10	**NC -**
096116	Tapón de PP GLS 80 con membrana PTFE 0,2 µm	2	**NC -**
091832	Anillo de vertido GLS80 de PP azul	10	**NC -**
091919	Tapón de PSU1 GLS 80 con junta	1	**NC -**
091920	Anillo antigoteo de PTFE blanco	5	**NC -**

Frascos Pyrex® con boca ancha



- Con o sin tapón, con anillo antigoteo
- De vidrio de borosilicato Pyrex, autoclavables
- Rosca GLS 80 con cuello interior de 65 mm
- Código de trazabilidad impreso en el frasco, certificado descargable
- Graduaciones y superficie de marcado esmaltadas en blanco
- Temperatura máxima de uso del tapón y del anillo antigoteo : hasta 140 °C

				Con tapón		Sin tapón	
Volumen (ml)	Altura (mm)	Ø (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
250	105	95	10	**001995**	**NC -**	**002003**	**NC -**
500	152	101	10	**001996**	**NC -**	**002004**	**NC -**
1000	222	101	10	**001997**	**NC -**	**002005**	**NC -**
2000	252	136	10	**001998**	**NC -**	**002006**	**NC -**
3500	271	160	1	**001999**	**NC -**	**002007**	**NC -**
5000	314	182	1	**002000**	**NC -**	**002008**	**NC -**
10000	389	227	1	**002001**	**NC -**	**002009**	**NC -**
20000	484	288	1	**002002**	**NC -**	**002010**	**NC -**