Botellas de vidrio de borosilicato SLS Select

- De vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad según ISO 3585
- ISO 4796-1
- Con tapón de polipropileno azul y anillo de vertido antigoteo
- Excelente resistencia química y térmica
- Con graduación blanca y zona de marcado

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
257063	100	56 x 100	10	NC -
257064	250	70 x 138	10	NC -
257065	500	86 x 176	10	NC -
257066	1000	101 x 225	10	NC -
257067	2000	136 x 260	10	NC -
257107	5000	186 x 330	1	NC -
257108	10000	234 x 410	1	NC -
257109	20000	299 x 505	1	NC -



Botellas de medios graduadas Wheaton®

- De vidrio borosilicato, conforme a las normas USP tipo I
- Bajo contenido alcalino para evitar cambios de pH y mantener la pureza del contenido
- Abertura ancha, anillo antigoteo
- Hombro suave para facilitar el vertido de líquidos
- Graduaciones, amplia zona de marcado

Ref.	Volumen (ml)	ø (mm)	altura con tapón	altura sin tapón	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
Botellas con tapón fenólico con junta de goma autoclavable							
048756	125	55	123	119	33-430	48	NC -
048757	250	67	152	148	33-430	48	NC -
048758	500	88	192	188	33-430	24	NC -
048759	1000	103	235	231	38-430	24	NC -
Botellas con tapón negro y junta de goma, frontal de PTFE autoclavable							
048760	125	55	123	119	33-430	48	NC -
048761	250	67	152	148	33-430	48	NC -
048762	500	88	192	188	33-430	24	NC -
048763	1000	103	235	231	38-430	24	NC -



Tapones fenólicos negros con juntas blancas

Ref.	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048821	33 - 430	200	NC -
048822	38 - 430	200	NC -

Frascos ISO de vidrio de borosilicato Rasotherm®

De vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad, muy resistentes

Nuestra Selección



- ISO 4796
- Con anillo incoloro y tapón azul GL 45 de polipropileno
- Graduados

Ref.	Volumen (ml)	Ø cuerpo (mm)	Altura con tapón (mm)	Unid./ caja	€/ caja
046412B	100	56	100	10	NC -
511408	250	70	138	10	NC -
046414B	500	86	176	10	NC -
046415B	1000	101	225	10	NC -
046416B	2000	136	260	10	NC -
046417B	5000	181	330	1	NC -
046418B	10000	227	410	1	NC -

Botellas ISO con graduación y tapón de color



- De vidrio borosilicato 3,3 ISO 4796 / boca ISO GL45
- Con tapón de mismo color que la graduación
- Tapón de polipropileno con anillo de vertido

Volumen (ml)	Color rojo	Color amarillo	Color verde	Color azul	€ 10 unid.
100	046455	046460	046465	046470	NC -
250	046456	046461	046466	046471	NC -
500	046457	046462	046467	046472	NC -
1000	046458	046463	046468	046473	NC -
2000	046459	046464	046469	046474	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB