Botellas Hybex de vidrio borosilicato cuello GL45 y tapones de colores



- De vidrio borosilicato 3,3
- Graduaciones serigrafiadas y zona de marcado
- Incluye tapones autoclavables GL45 de PP con anillo antigoteo

Botellas y tapones

Vol. (ml)	Tapón azul	Tapón verde	Tapón violeta	Tapón amarillo	Tapón blanco	Tapones surtidos**	Unid./ caja	€/ caja
50*	**062708**	-	-	-	-	-	10	**NC -**
100	**062709**	**062710**	**062711**	**062712**	**062713**	**062714**	10	**NC -**
250	**062715**	**062716**	**062717**	**062718**	**062719**	**062720**	10	**NC -**
500	**062721**	**062722**	**062723**	**062724**	**062725**	**062726**	10	**NC -**
1000	**062727**	**062728**	**062729**	**062730**	**062731**	**062732**	10	**NC -**
2000	**062733**	**062734**	**062735**	**062736**	**062737**	**062738**	5	**NC -**

* botellas de 50 ml con tapón GL32 azul.

Starter packs : 10 botellas de volúmenes variables y tapones

Pack de 10 botellas y tapones que incluye : 100 ml (2 x), 250 ml (3 x), 500 ml (3 x), 1 l (2 x).

Tapón azul	Tapón verde	Tapón violeta	Tapón amarillo	Tapón blanco	Tapones surtidos**	Unid./ caja	€/ caja
062739	**062740**	**062741**	**062742**	**062743**	**062744**	10	**NC -**

** 2 de cada color.

Tapones solos

Tapón azul	Tapón verde	Tapón violeta	Tapón amarillo	Tapón blanco	Tapones surtidos**	Unid./ caja	€/ caja
062745	**062746**	**062747**	**062748**	**062749**	**062750**	10	**NC -**

** 2 de cada color.

Frascos ISO cuadrados GL 80



- De vidrio borosilicato 3,3
- Gradaciones blancas y superficie de marcado
- Código de trazabilidad
- Rosca GL 80 para gran apertura
- Incluyen tapón y anillo anillo de goteo resistentes a 140°C
- Versión de vidrio marrón para la protección de muestras fotosensibles
- Autoclavables

Volumen (ml)	Dimensión An x p x al (mm) :	Unid./ caja	Vidrio transparente		Vidrio marrón	
			Ref.	€/caja	Ref.	€/caja
500	94 x 94 x 141	10	**942659**	**NC -**	**942663**	**NC -**
1000	105 x 105 x 187	10	**942660**	**NC -**	**942664**	**NC -**
2000	115 x 115 x 260	10	**942661**	**NC -**	**942665**	**NC -**
5000	160 x 160 x 357	6	**942662**	**NC -**	**942666**	**NC -**

Frasco depósito para protección de electrodos



- Se adaptan a los electrodos y los mantienen en contacto con la solución electrolítica
- Sistema estanco que evita la evaporación y el depósito de sal
- De vidrio borosilicato
- Con tapón de rosca y unión estanca
- Trazo circular indeleble, nivel máximo de producto electrolítico

Ref.	Descripción	€
063105	Frasco Protelec para electrodos ø 8 mm	**NC -**
063106	Frasco Protelec para electrodos ø 12 mm	**NC -**
063107	Frasco Protelec almacenamiento para electrodos ø 8 mm	**NC -**
063108	Frasco Protelec almacenamiento para electrodos ø 12 mm	**NC -**