Los básicos

Tapones de color y anillos de color

Tapones

- De polipropileno autoclavable azul
- De resina de melamina roja, esterilizable en calor seco a 180°C (Poupinel)

Juntas de recambio de tapones rojos de PBT

- Juntas de caucho de silicona recubiertas de PTFE aptas para tapones de PBT resistentes hasta aprox. 180 °C

		Tapones			Juntas de recambio de tapones rojos de PBT		Anillas de vertido antigoteo		
ø boca frasco (mm)	Unid./ bolsa	Color	Ref.	€/ bolsa	Ref.	€/ bolsa	Color	Ref.	€/ bolsa
25	10	Azul	090320	NC -	-	-	Azul	-	-
25	10	Rojo	090325	NC -	090954	NC -	Rojo	-	-
32	10	Azul	090321	NC -	-	-	Azul	090323	NC -
32	10	Rojo	090326	NC -	090955	NC -	Rojo	090327	NC -
45	10	Azul	090311*	NC -	-	-	Azul	090362	NC -
45	10	Rojo	090310	NC -	090956	NC -	-	-	-
45	10	Amarillo	083469	NC -	-	-	Verde	090801	NC -
45	10	Verde	090804	NC -	-	-	Amarillo	090803	NC -
45	10	Gris	090805	NC -	-	-	Gris	090802	NC -

* Versión eco

Tapones de color GL45 y anillos de color



Tapón rojo de melamina

Ref.	Descripción	Color	€ 10 unid.
090310R	Tapón de 45 mm (soporta 200 °C)	Rojo	NC -

Tapones de color

Tapones 45 mm (boca GL 45) para frascos ISO de polipropileno de color.

Ref.	Descripción	Color	€ 10 unid.
046101	Tapón de 45 mm	Amarillo	NC -
046102	Tapón de 45 mm	Verde	NC -
046103	Tapón de 45 mm	Rojo	NC -
046104	Tapón de 45 mm	Azul	NC -

Anillos de color

Anillos antigoteo de polipropileno de color para frascos ISO boca 45 mm.

Ref.	Descripción	Color	€ 10 unid.
046108	Anillo de 45 mm	Amarillo	NC -
046109	Anillo de 45 mm	Verde	NC -
046110	Anillo de 45 mm	Rojo	NC -
046756	Anillo de 45 mm	Azul	NC -

Tapones con junta Wheaton®







	Tapones fenólicos con junta de goma para botellas			Tapones de polipropileno blanco con junta de polivinilo para botellas			Tapones de rosca de polipropileno con junta de espuma de PE		
Tapón	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
15 - 415	-	-	-	-	-	-	048854	200	NC -
18 - 400	-	-	-	-	-	-	048855	200	NC -
18 - 415	-	-	-	-	-	-	048856	200	NC -
20 - 400	048746	72	NC -	-	-	-	048857	200	NC -
20 - 410	-	-	-	-	-	-	048858	200	NC -
22 - 400	048747	72	NC -	048732	72	NC -	048859	200	NC -
24 - 400	048748	72	NC -	048733	72	NC -	048860	200	NC -
24 - 410	-	-	-	-	-	-	048861	200	NC -
28 - 400	048749	72	NC -	048734	72	NC -	048862	200	NC -
28 - 410	-	-	-	-	-	-	048863	200	NC -
33 - 400	048750	72	NC -	-	-		048864	200	NC -
33 - 430	-	-	-	-	-	-	048865	200	NC -
38 - 400	048751	72	NC -	048736	72	NC -	-	-	-
43 - 400	048752	72	NC -	048737	72	NC -	-	-	-
45 - 400	-	-	-	048984	72	NC -	-	-	-
48 - 400	048754	72	NC -	048739	72	NC -	-	-	-
53 - 400	-	-	-	048740	72	NC -	-	-	-
58 - 400	048755	72	NC -	048741	72	NC -	-	-	-
63 - 400	-	-	-	048988	48	NC -	-	-	-
70 - 400	-	-	-	048743	24	NC -	-	-	-
89 - 400	-	-	-	048745	24	NC -	-	-	-