Tarros de borde recto Wheaton®



- Con tapón de polipropileno blanco, junta de espuma de polietileno con revestimiento de PTFE
- Para el muestreo de productos secos, polvos
- De vidrio sodocálcico, conforme a la USP tipo III

Ref.	Capacidad (ml)	Ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048715	60	55 x 48	53-400	24	**NC -**
048716	125	60 x 68	58-400	24	**NC -**
048717	250	73 x 88	70-400	12	**NC -**
048718	500	91 x 95	89-400	12	**NC -**
048719	1000	95 x 170	89-400	12	**NC -**

Botellas cuadradas Wheaton®



Botellas ahorro de espacio. De vidrio sodocálcico, conforme a la USP tipo III. Con tapón de polipropileno blanco y junta de espuma de polietileno con revestimiento de PTFE.

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048720	15	26 x 62	20-400	48	**NC -**
048721	30	31 x 72	24-400	48	**NC -**
048722	60	39 x 87	28-400	48	**NC -**
048723	125	45 x 111	33-400	24	**NC -**
048724	250	56 x 137	43-400	24	**NC -**
048725	500	68 x 167	48-400	24	**NC -**

Botellas de almacenamiento Wheaton® graduadas con tapón



- De vidrio sodocálcico, conforme a la USP tipo III
- Para productos secos y polvos, doble graduación en Oz y ml

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
Con tapón de polipropileno blanco y junta de espuma de polietileno con revestimiento de PTFE					
048695	30	34 x 68	33-400	48	**NC -**
048696	60	42 x 83	38-400	48	**NC -**
048697	125	51 x 102	48-400	24	**NC -**
048698	250	62 x 127	58-400	24	**NC -**
048699	500	76 x 145	70-400	24	**NC -**
Con tapón fenólico negro y junta de goma autoclavable					
048700	30	34 x 68	33-400	48	**NC -**
048701	60	42 x 83	38-400	48	**NC -**
048702	125	51 x 102	48-400	24	**NC -**
048703	250	62 x 127	58-400	24	**NC -**
Sin tapón					
048704	30	34 x 68	33-400	432	**NC -**
048705	60	42 x 83	38-400	288	**NC -**
048706	125	51 x 102	48-400	144	**NC -**
048707	250	62 x 127	58-400	96	**NC -**
048708	500	76 x 145	70-400	48	**NC -**

Frascos de vidrio ámbar para polvos



- De vidrio sodocálcico ámbar
- Se entrega sin tapón

Vol. (ml)	ø x al (mm) sin tapón	Tapón	Vidrio ámbar	Unid./ caja	€/ caja	Vidrio claro	Unid./ caja	€/ caja
30	38,10 x 57,90	33-400	**674481**	127	**NC -**	**674470**	80	**NC -**
60	44 x 75,40	38-400	**-**	-	**-**	**674479B**	113	**NC -**
100	48,40 x 88,10	38-400	**674414**	72	**NC -**	**-**	-	**-**
125	52,80 x 94,50	38-400	**674415**	68	**NC -**	**674450**	80	**NC -**
250	62,70 x 118,20	48-400	**674417B**	42	**NC -**	**-**	-	**-**
500	81,10 x 148,70	58-400	**674419B**	28	**NC -**	**674510**	22	**NC -**

Tapones solos de polipropileno

Ref.	Descripción	€ 100 unid.
674482	Tapón negro 33-400	**NC -**
674483	Tapón negro 38-400	**NC -**
674416	Tapón blanco 38-400	**NC -**
674418	Tapón negro 48-400	**NC -**
674420	Tapón negro 58-400	**NC -**