Tapones con membrana

Tapones GL45 DURAN® con membrana

Tapón roscado con membrana porosa que soporta tanto una presión como una depresión de 0,1 bar.

- Roscado : GL45, GL32 ó GL25
- Tapón de PP con filtro con membrana de PTFE 0,2 µm
- Temperatura máxima de utilización : 140 °C
- Ideal para utilización frecuente en autoclave
- Elimina las manipulaciones y los problemas de cierre de los tapones, en el autoclave
- Película de PTFE (politetrafluoroetileno) soldada en medio del tapón de rosca azul que permite una compensación de la presión extremadamente rápida entre el producto contenido en el recipente y su entorno
- Película permeable a los gases, en depresión o sobrepresión, pero impermeable a los líquidos
- Reducción del riesgo de sobrepresión, en el momento del envasado y del almacenamiento de líquidos de formación de gases

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
090386	Tapón con membrana GL45	5	**NC -**
096113	Tapón con membrana GL32	5	**NC -**
096115B	Tapón con membrana GL56	4	**NC -**







+ productos en nuestras WEB

Tapón GLS80 DURAN® con membrana

- De polipropileno azul
- Membrana de PTFE 0,2 µm
- Ideal para autoclavado, ayuda a sellar y a equilibrar la presión
- Reduce el riesgo de contaminación

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
096116	Tapón GLS80, Ø ext. x Al (mm) : 87 x 40	2	**NC -**
091832	Anillo de vertido GLS 80 de PP azul	10	**NC -**



Tapones de transferencia

Tapones DURAN® GL45 con tubos

Sistema de montaje que se encaja según las necesidades, para trasvase seguro y estéril de los líquidos.

- Posibilidad de trabajar con 2, 3 ó 4 tubos GL14
- Adaptables a diferentes diámetros de tubos
- Los elementos son compatibles entre ellos
- Posibilidad de añadir un filtro estéril con membrana 0,2 µm
- Utilizables con los frascos DURAN® clásicos
- Para una optimización total : utilizar los frascos HPLC resistentes al vacío y a la presión equipados con tapones con 4 tubos : una salida para el filtro estéril y 3 salidas para tubos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
091380	Tapón de rosca GL45, 2 salidas GL14	2	**NC -**
091381	Tapón de rosca GL45, 3 salidas GL14	2	**NC -**
091382	Tapón azul de rosca GL14 con abertura	2	**NC -**
091395	Tapón rojo de rosca GL14 cerrado	10	**NC -**
091383	Junta GL14 para tubos de 1,6 mm	1	**NC -**
091384	Junta GL14 para tubos de 3,0 mm	1	**NC -**
091385	Junta GL14 para tubos de 3,2 mm	1	**NC -**
091386	Junta GL14 para tubos de 6,0 mm	1	**NC -**
091387	Juego de compensación de presión para tapón 2 o 3 porta filtro 0,2 µm incluídos	1	**NC -**
091388	Juego de compensación de presión para tapón 4 porta filtros 0,2 µm incluídos	1	**NC -**
091389	Filtro 0,2 µm de recambio para juego de compensación de presión	2	**NC -**



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
091390	Frasco presión HPLC completo con tapón 4 salidas 1000 ml	2	**NC -**
091391	Frasco presión HPLC completo con tapón 4 salidas 500 ml	2	**NC -**
091392	Kit : tapón de 4 salidas GL45 + 4 anillos ø 1,6 mm + 4 anillos ø 3,2 mm + 4 tomas + 4 roscados negros	2	**NC -**
091393	Set de repuesto 4 anillos ø 1,6 mm + 4 anillos ø 3,2 mm + 4 tomas + 4 roscados negros	1	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB