Frascos cuentagotas de vidrio azul o verde







Tapones de seguridad cuentagotas interno

- De polietileno con junta

Ref.	Color	€
942775	Amarillo	NC -

Tapones cuentagotas con tubo de vidrio

- De polietileno con junta
- Tetina de silicona

Ref.	Para frascos	€
942776	5 ml	NC -
942777B*	10 ml	NC -
942778	15 ml	NC -
942779	30 ml	NC -

*Unidad de venta x 100.

Botellas

- Vidrio sodocálcico tipo III
- Boca DIN-18

Ref.	Color	Volumen (ml)	Altura (mm)	Ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja
942787B	Azul de cobalto	5	50	22	255	NC -
942788B	Azul de cobalto	10	58	25	192	NC -
942789	Azul de cobalto	15	65	28	156	NC -
942790	Azul de cobalto	30	79	33	110	NC -
942791	Verde	5	50	22	255	NC -
942792	Verde	10	58	25	600	NC -
942793	Verde	15	65	28	156	NC -
942794B	Verde	30	79	33	110	NC -

Frascos de rosca DIN 28 y tapones DIN 28

Frascos de rosca con boca DIN 28

- Frascos de vidrio sodocálcico de tipo III
- Frasco entregado sin tapón
- Disponible en vidrio transparente o ámbar
- Cumple las especificaciones de la farmacopea europea y estadounidense
- Frascos y tapones con número de lote y certificado de análisis

			Vidrio transparente			Vidrio ámbar		
Vol. (ml)	Al. (mm)	Ø int. máx. (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
30	67	35	942985	108	NC -	942740B	110	NC -
250	142,9	61,7	-	-	-	810418B	60	NC -
500	176,8	76,8	810415B	30	NC -	810419	35	NC -
1000	215,6	97,5	810416	20	NC -	-	-	-



Tapón cuentagotas con tubo de plástico DIN 28



- De polietileno con junta, boquilla y tubo de plástico
- Tubo para cortar para adaptarse a la longitud de la botella

Ref.	Descripción	€
942728	Tapón cuentagotas con tubo de plástico	NC -

Tapón cuentagotas con tubo de vidrio DIN 28



- De polietileno con junta, tetina de látex y tubo de vidrio

Ref.	L. tubo (mm)	Para frasco vol. (ml)	€
942729	65	30	NC -
942730	90	60	NC -
942731	110	125	NC -

Tapón de rosca DIN 28 de polietileno blanco con anillo de inviolabilidad



Ref.	Descripción	€
942737	Tapón de rosca con anillo de inviolabilidad	NC -

Tapón de rosca con anillo de seguridad de polietileno DIN 28



Color anillo	Blanco				Rojo
Color del tapón	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	Blanco
Ref.	942732B	942733B	942734B	942735B	942736B
€ 100 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB