Frascos de vidrio sodocálcico, tapón estándar o cuentagotas



- De vidrio transparente o ámbar
- Apertura estándar PP28, tipo frasco de jarabe
- Se entrega sin tapón
- Diferentes tipos de tapones, negros o blancos con cuentagotas para volúmenes de 30, 60 y 125 ml


Vol. (ml)	Vol. tot. (ml)	ø x al sin tapón (mm)	Unid./ caja	Claro	€/ caja	Ámbar	€/ caja
30	37	35 x 67	156	**673300B**	**NC -**	**673313B**	**NC -**
60	67	38,6 x 92,7	127	**673301**	**NC -**	**673314B**	**NC -**
100	108	46,1 x 104,8	86	**673303**	**NC -**	**673316C**	**NC -**
250	260	60,8 x 143	60	**673305C**	**NC -**	**673318**	**NC -**
500	546	76 x 183,5	35	**673306B**	**NC -**	**673319D***	**NC -**
1000	1106	96,5 x 229	20	**673307**	**NC -**	**673320**	**NC -**

* Unid./caja : 32.

Tapones PP28

Ref.	Descripción	€ 100 unid.
673308	Tapón PP28 negro	**NC -**
673336B	Tapón PP28 blanco	**NC -**
673310	Tapón PP28 con cuentagotas 30 ml	**NC -**
673311	Tapón PP28 con cuentagotas 60 ml	**NC -**
673312	Tapón PP28 con cuentagotas 125 ml	**NC -**
674048A	Tapón PP28 estanqueidad reforzada - junta butilo PTFE	**NC -**

Frascos cuentagotas de vidrio ámbar



- De vidrio ámbar
- Apto para tapón GL 18

Ref.	Vol. (ml)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
674425	10	23,8 x 62,3	180	**NC -**
674426	30	32,8 x 80,2	143	**NC -**
674427C	50	39 x 92,9	114	**NC -**
674428	100	47 x 110,7	68	**NC -**

Tapones GL18

Ref.	Descripción	€ 100 unid.
674429	Tapón negro Inviolable	**NC -**
674430	Tapón con cuentagotas para frasco de 10 ml	**NC -**
674434	Tapón con bomba spray para frasco 30 ml	**NC -**