De vidrio borosilicato - Borde recto

Botellas de vidrio con boca SNAP

- De vidrio borosilicato
- Autoclavables
- Adaptados al tapón SNAP encajable

Ref.	Volumen (ml)	Dimensión ø x Al (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
440235	7	23 x 35	22	190	NC -
440230	10	23 x 47	22	190	NC -
440231	15	25 x 48	22	162	NC -
440232	20	25 x 66	22	162	NC -
440234	30	27 x 73	22	140	NC -



Tapones

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
440233	Tapón snap PE, ø 22 mm	190	NC -
050945	Tapón snap LDPE, ø 22 mm	162	NC -

Astucia

Frascos de centelleo de plástico: ver páginas 952 y 953

Frascos para muestras tubulares y moldeados

- De vidrio borosilicato
- Autoclavables
- Boca a capsular

Ref.	Tipo	Volumen (ml)	Dim. ø x Al (mm)	ø de la boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
440255	Tubular	2	15 x 33	13	466	NC -
440257	Tubular	5	23 x 39	20	208	NC -
440251	Tubular	10	24 x 46	20	160	NC -
440258	Tubular	20	29 x 56	20	95	NC -
440250B	Moldeado	100	52 x 94	20	49	NC -

+ productos en nuestras WEB



Tapones SNAP de goma butílica

Ref.	Tipo	ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja
440252	Tapón de butilo	13	1000	NC -
440254	Tapón de butilo	22	1000	NC -
442637	Tapón de liofilización	13	1000	NC -
442639	Tapón de inyección de silicona	20	1500	NC -

Viales para suero

Viales para suero (o viales de penicilina) de vidrio borosilicato transparente G-33. Se cierran mediante un tapón de caucho o de cápsulas de aluminio.
Autoclavables, congelables, son ideales, gracias a su gran neutralidad, para la manipulación y almacenaje de reactivos, medios de cultivo, plasma sanguíneo, vacunas, muestras de cromatografía, etc.

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	ø cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045254	2	15 x 40	13	288	NC -
045255	3,5	18 x 45	13	144	NC -
045256	5	23 x 47	20	288	NC -
045257	10	25 x 54	20	288	NC -
045258	20	30 x 57	20	144	NC -



Frascos para muestras de vidrio con fondo cónico

- Para la recuperación total de la muestra
- De vidrio de borosilicato con baja tasa de extraíbles según las normas ASTM Tipo I Clase A y USP Tipo I

Frascos individuales

Ref.	Capacidad (ml)	Boca* (mm)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
048505	0,3	7 x 13	13 x 32	12	NC -
048506	1	7 x 13	13 x 41	12	NC -
048507	2	13 x 20	20 x 40	12	NC -
048508	3	13 x 20	20 x 46	12	NC -
048509	5	13 x 20	20 x 61	12	NC -

* Para boca ø int. x ø ext.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB