De vidrio borosilicato - Borde recto

Frascos de suero





- En vidrio transparente o ámbar
- Vidrio de borosilicato (normas USP tipo I)
- Volúmenes de 2 a 125 ml

Vidrio transparente

Ref.	Capacidad (ml)	Boca* (mm)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
052821	2	7 x 13	17,5 x 35	288	NC -
048670	5	13 x 20	23 x 47	288	NC -
048671	10	13 x 20	25 x 54	288	NC -
048672	20	13 x 20	32 x 58	288	NC -
048673	30	13 x 20	37 x 63	288	NC -
048674	50	13 x 20	43 x 73	288	NC -
048675	60	13 x 20	41 x 91	144	NC -
048676	100	13 x 20	52 x 95	144	NC -
048677	125	13 x 20	54 x 107	144	NC -

* Para boca ø int. x ø ext.

Vidrio ámbar

Ref.	Capacidad (ml)	Boca* (mm)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
048678	5	13 x 20	23 x 47	288	NC -
048463	10	13 x 20	25 x 54	288	NC -
048464	20	13 x 20	32 x 58	288	NC -
048465	30	13 x 20	37 x 63	288	NC -
048466	50	13 x 20	43 x 73	288	NC -
048467	100	13 x 20	52 x 95	144	NC -

* Para boca ø int. x ø ext.

Frascos de suero para aplicaciones de liofilización





- Para aplicaciones de liofilización, fondo reforzado
- Borde interior con una ranura para asegurar un buen sellado con los tapones Snap-on
- Se entregan en envase retráctil para reducir la contaminación por polvo
- Vidrio borosilicato con bajos niveles de extraíbles (estándares ASTM Tipo I Clase A y USP tipo I)

Vidrio transparente

Ref.	Capacidad (ml)	Boca* (mm)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
048668	2	7 x 13	15 x 32	144	NC -
048468	3	7 x 13	17 x 38	144	NC -
048469	5	13 x 20	22 x 40	144	NC -
048470	10	13 x 20	24 x 50	144	NC -
048471	20	13 x 20	30,5 x 58	120	NC -

* Para boca ø int. x ø ext.

Vidrio ámbar

Ref.	Capacidad (ml)	Boca* (mm)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
048472	2	7 x 13	15 x 32	144	NC -
048473	5	13 x 20	22 x 40	144	NC -
048474	10	13 x 20	24 x 50	144	NC -

* Para boca ø int. x ø ext.