De vidrio borosilicato - Borde roscado

Frascos de vidrio borosilicato para muestras

- De vidrio de borosilicato, autoclavables
- Recomendados para liofilización
- Boca roscada

Ref.	Tipo	Vol. (ml)	Dim. ø x Al (mm)	ø de la boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
440249	Transparente	3	18 x 36	15,5	320	**NC -**
442623	Transparente	5	18 x 41	15,5	320	**NC -**
442624	Transparente	10	25 x 50	22	154	**NC -**
442625	Transparente	20	28 x 63	22	130	**NC -**
442626	Transparente	25	32 x 63	22	99	**NC -**
442627	Ámbar	3	18 x 36	15,5	320	**NC -**
442628	Ámbar	5	18 x 41	15,5	320	**NC -**
442629	Ámbar	10	25 x 50	22	154	**NC -**
440247	Ámbar	20	28 x 63	22	130	**NC -**
442630	Ámbar	25	32 x 63	22	99	**NC -**



Tapones

Ref.	Tipo	ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja
440253	Tapón de liofilización, butílico	14	1000	**NC -**
442633	Tapón de liofilización, butílico	20	1000	**NC -**
440246	Tapón blanco PP	15,5	1000	**NC -**
440248	Tapón blanco PP	22	1000	**NC -**
442631	Tapón blanco urea EPE	15,5	1000	**NC -**
442632	Tapón blanco urea EPE	22	1000	**NC -**



Viales para muestras con tapón de rosca KIMBLE

Viales de vidrio de borosilicato KG-33 garantizan una perfecta estabilidad de la muestra. Fondo plano y tapones de junta autoclavables y congelables.

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Tipo tapón	Unid./ caja	€/ caja
045217B	2	12 x 35	8 - 425	288	**NC -**
045218	4	15 x 45	13 - 425	144	**NC -**
045219	8	17 x 60	15 - 425	144	**NC -**
045220	12	19 x 65	15 - 425	144	**NC -**
045221	16	21 x 70	18 - 400	144	**NC -**
045222	24	23 x 85	20 - 400	144	**NC -**



Viales para muestras sin tapón KIMBLE

Viales con boca roscado, de vidrio borosilicato KG-33 o ámbar 203, que garantizan una perfecta estabilidad de las muestras. Fondo plano. Pueden completarse con una amplia gama de tapones de rosca.

Viales bajos de vidrio transparente KG-33

Volumen (ml)	ø x al (mm)	Tipo boca de rosca	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
2	15 x 28	13 - 425	**045235**	200	**NC -**
6	19 x 40	15 - 425	**045237**	200	**NC -**



Viales altos

Volumen (ml)	ø x al (mm)	Tipo boca de rosca	Viales de vidrio transparente KG-33			Viales de vidrio ámbar 203		
			Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
4	15 x 45	13 - 425	**045224B**	100	**NC -**	**045231B**	100	**NC -**
8	17 x 60	15 - 425	**045225**	200	**NC -**	**045232**	200	**NC -**
12	19 x 65	15 - 425	**045226**	200	**NC -**	**045233B**	200	**NC -**
16	21 x 70	18 - 400	**045227**	200	**NC -**	-	-	-
20	23 x 85	20 - 400	**045228**	200	**NC -**	-	-	-

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB