Tapones de rosca para viales KIMBLE





Los viales pueden taparse con una amplia gama de tipos de tapón.

+ Tapones fenólicos con junta de PTFE: excelente resistencia térmica y química (A).
+ Tapones de polipropileno abiertos con septum de silicona revestido de PTFE (B).
+ Tapones fenólicos abiertos con septum de silicona revestido de PTFE (C).

Tipo boca de rosca	Tapón de fenol con junta de PTFE (A)			Tapón de PP con septum (B)			Tapón de fenol con septum (C)		
	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
8 - 425	**045238**	144	**NC -**	-	-	-	**045251**	100	**NC -**
13 - 425	**045239**	144	**NC -**	**045250**	100	**NC -**	**045252**	100	**NC -**
15 - 425	**045240**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-
18 - 400	**045241**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-
20 - 400	**045242**	144	**NC -**	-	-	-	-	-	-
24 - 400	**045243**	144	**NC -**		-	-	-	-	-

Viales de plasma de vidrio blanco





674026



674025



- Frascos de vidrio de borosilicato blanco neutro de tipo I
- Se venden sin tapón
- Anillo: PHIE 40

Ref.	Ø base (mm)	Al. frasco (mm)	Capacidad (ml)	Unid./ caja	€/ caja
674022	90	152	500	24	**NC -**
674023B	90	247	1000	20	**NC -**
674024	120	282	2000	9	**NC -**

Tapones y tapas para frascos plasma

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
674025	Tapón septum goma rojo	100	**NC -**
674026	Cápsula aluminio perforado de rosca 40 mm	100	**NC -**
674027	Cápsula aluminio perforado de rosca 40 mm	1500	**NC -**

Frascos de muestras tubulares Wheaton®

DURAN WHEATON KIMBLE



- Vidrio neutro tipo 1B
- Aplicaciones: medios, diagnóstico, almacenamiento, recogida de muestras
- Se entrega sin tapón, a pedir por separado

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Tapón (mm)	Unid. / carton	€/ caja
442603	1,75	11 x 36	10	882	**NC -**
442604	3,5	12 x 46	10	666	**NC -**
442605	7	17 x 58	15	399	**NC -**
442606	10,5	17 x 67	15	399	**NC -**
442607	14	20 x 72	18	264	**NC -**
442608	21	20 x 86	18	231	**NC -**
440228B	28	23 x 96	22	180	**NC -**
442609	8	20 x 43	18	264	**NC -**
442610	14	23 x 58	22	190	**NC -**
442611	28	27 x 72	28	140	**NC -**

Tapones de polipropileno negro

- Revestimiento de aluminio
- Buenas propiedades de barrera y resistencia a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcohol
- Aplicaciones: almacenamiento de aceites, muestras de perfume o comprimidos

Ref.	Tapón (mm)	Unid./ caja	€/ caja
442612	10	666	**NC -**
442613	10	882	**NC -**
442614	15	399	**NC -**
442615	18	231	**NC -**
442616	18	264	**NC -**
442617	22	190	**NC -**
442618	28	140	**NC -**