Viales de vidrio transparente

- Viales de vidrio claro borosilicato con bajos niveles de extraíbles (normas ASTM tipo I Clase A y USP tipo I)
- Autoclavables
- Tapones negros fenólicos con junta de caucho blanca
- Se entregan en cajas con separadores y cubierta de plástico de protección contra el polvo
- Tapones montados



Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048398	2	12 x 38	8-425	288	**NC -**
048399	4	15 x 48	13-425	144	**NC -**
048400	8	17 x 63	15-425	144	**NC -**
048401	12	19 x 68	15-425	144	**NC -**
048402	16	21 x 73	18-400	144	**NC -**
048679	24	23 x 88	20-400	144	**NC -**
048680	20	28 x 60	24-400	72	**NC -**
048681	25	28 x 73	24-400	72	**NC -**
048682	40	28 x 98	24-400	72	**NC -**

Viales de vidrio ámbar

- Viales de vidrio ámbar de borosilicato con bajos niveles de extraíbles (normas ASTM tipo I clase B y USP tipo I)
- Autoclavables
- Se entregan en cajas con separadores y cubierta de plástico de protección contra el polvo
- Tapones montados



Ref.	Vol. (ml)	Usos	ø x al (mm)	Tapón	Junta	Unid./ caja	€/ caja
048403	2	Sol. acuosa	12 x 38	8-425	Goma	288	**NC -**
048404	4	Sol. acuosa	15 x 48	13-425	Goma	144	**NC -**
048405	8	Sol. acuosa	17 x 63	15-425	Goma	144	**NC -**
048406	20	Sol. orgánica	28 x 60	24-400	PTFE	72	**NC -**
048407	40	Sol. orgánica	28 x 98	24-400	PTFE/goma	72	**NC -**

Viales bajos de vidrio transparente

- Viales de vidrio borosilicato con bajos niveles de extraíbles (estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I)
- Autoclavables
- Tapones negros fenólicos con junta de caucho blanca
- Se entregan en cajas con separadores y cubierta de plástico de protección contra el polvo
- Tapones montados o sin tapón



Viales bajos con tapón

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048408	2	15 x 31	13-425	200	**NC -**
048409	4	17 x 41	15-425	200	**NC -**
048410	6	19 x 43	15-425	200	**NC -**

Viales bajos sin tapón

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048414	2	15 x 28	13-425	200	**NC -**
048415	4	17 x 38	15-425	200	**NC -**
048416	6	19 x 40	15-425	200	**NC -**

Astucia

Ver tapones en la página 1171

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB