Viales en vidrio transparente, económicos sin tapón



- Viales de vidrio borosilicato con bajos niveles de extraíbles (estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I)
- Transparentes
- En envase de plástico retráctil antipolvo (reduce la contaminación)

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048417	1,8	12 x 32	8-425	200	**NC -**
048418	2	12 x 35	8-425	200	**NC -**
048419	4	15 x 45	13-425	200	**NC -**
048420	8	17 x 60	15-425	200	**NC -**
048421	12	19 x 65	15-425	200	**NC -**
048422	16	21 x 70	18-400	200	**NC -**
048423	24	23 x 85	20-400	200	**NC -**
048424	20	28 x 57	24-400	200	**NC -**
048425	40	28 x 95	24-400	200	**NC -**
048426	60	30 x 125	24-400	143	**NC -**

Viales de vidrio ámbar, económicos sin tapon



- Viales de vidrio ámbar (normas ASTM tipo I clase B y USP tipo I)
- Protección para las muestras sensibles a la luz

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048427	1,8	12 x 32	8-425	200	**NC -**
048428	2	12 x 35	8-425	200	**NC -**
048429	4	15 x 45	13-425	200	**NC -**
048430	8	17 x 60	15-425	200	**NC -**





Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

