
Viales predispuestos en cajas

- Caja de poliestireno transparente con tapa con bisagras
- Con separadores
- Espuma de protección en el fondo de la caja
- Viales de vidrio borosilicato con bajos niveles de extraíbles (estándares ASTM tipo I clase A y USP tipo I) o de polipropileno tratado de baja retención



Cajas con viales de vidrio transparente y tapón fenólico negro con junta de caucho

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Viales/ caja	€/ caja
048389	2	12 x 38	8-425	60	**NC -**
048390	4	15 x 48	13-425	40	**NC -**

Cajas con viales de vidrio ámbar y tapón fenólico negro con junta de caucho

Ref.	Capacidad (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Viales/ caja	€/ caja
048391	2	12 x 38	8-425	60	**NC -**
048392	4	15 x 48	13-425	40	**NC -**

Cajas vacías

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
048396	Caja vacía 60 viales de 2 ml	6	**NC -**
048397	Caja vacía 40 viales de 4 ml	6	**NC -**

Viales de vidrio con fondo cónico





- De vidrio transparente o ámbar
- El fondo cónico garantiza la máxima recuperación de la muestra
- Envase que utiliza materiales con pocas partículas
- Con tapón de rosca o de suero

Viales graduados NextGen V Vial de vidrio transparente con tapón fenólico negro

Volumen (ml)	Talla	ø x Al (mm) con tapón	Tapón de goma 14B revestido de PTFE		Tapón abierto de silicona con cara PTFE	
			Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
0,3	13-425	13 x 55	**050319**	**NC -**	**048517**	**NC -**
1	13-425	13 x 44	**050320**	**NC -**	**048518**	**NC -**
2	15-415	17 x 61	**050321**	**NC -**	-	-
2	20-400	20 x 44	**050322**	**NC -**	**048519**	**NC -**
3	20-400	20 x 50	**050323**	**NC -**	**048520**	**NC -**
5	20-400	20 x 65	**050324**	**NC -**	**048521**	**NC -**

Viales de suero NextGen V Vial de vidrio transparente sin tapón

Ref.	Volumen (ml)	Tamaño vial int x ext (mm)	ø x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
050333	0,1	5 x 11	12 x 32	12	**NC -**
050334	0,3	5 x 11	12 x 32	12	**NC -**

Frasco ámbar con terminación de rosca, el tapón se vende por separado

Ref.	Volumen (ml)	ø x Al (mm)	Tamaño tapón	Unid./ caja	€/ caja
050346	1	13 x 44	13-425	12	**NC -**
050347	2	20 x 44	20-400	12	**NC -**
050349	5	20 x 65	20-400	12	**NC -**

Viales no graduados NextGen V Vial de vidrio transparente con tapón fenólico negro

Volumen (ml)	Talla	ø x Al (mm) con tapón	Tapón de goma 14B revestido de PTFE		Tapón abierto de silicona con cara PTFE	
			Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
0,1	8-425	12 x 35	-	-	**050325**	**NC -**
0,3	13-425	13 x 35	**048510**	**NC -**	**050327**	**NC -**
0,3	8-425	12 x 35	-	-	**050326**	**NC -**
1	13-425	13 x 44	**048511**	**NC -**	**050328**	**NC -**
2	15-415	17 x 61	**048512**	**NC -**	-	-
2	20-400	20 x 44	**048513**	**NC -**	**050329**	**NC -**
3	20-400	20 x 50	**048514**	**NC -**	**050330**	**NC -**
5	20-400	20 x 65	**048515**	**NC -**	**050331**	**NC -**
10	24-400	24 x 72	**048516***	**NC -**	**050332***	**NC -**

* En cajas de 6

Viales no graduados NextGen V Vial de vidrio ámbar con tapón fenólico negro

Volumen (ml)	Talla	ø x Al (mm) con tapón	Tapón de goma 14B revestido de PTFE		Tapón abierto de silicona con cara PTFE	
			Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
1	13-425	13 x 44	**050336**	**NC -**	**050341**	**NC -**
2	20-400	20 x 44	**050337**	**NC -**	**050342**	**NC -**
5	20-400	20 x 65	**050339**	**NC -**	**050344**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB