
Viales de vidrio 1, 2, 3, 4 y 5 ml





- Vidrio blanco, disponible en diferentes volúmenes: 1, 2, 3, 4 y 5 ml
- Con tapón de aluminio, en plástico autoclavable de color o, de plástico autoclavable abierto con septum
- Sin superficie de marcado
- Las cajas de polipropileno son autoclavables a 121°C
- Los viales se entregan sin caja
- Viales transparentes o ámbar para volúmenes de 1 y 2 ml

	Para frascos vidrio 1 ml	Para vial vidrio 2 ml	Para vial vidrio 3 ml	Para vial vidrio 4 ml	Para vial vidrio 4 ml	Para vial vidrio 5 ml
Dimensiones de tubos de ø x al (mm)	12 x 25	12 x 36	12 x 50	14 x 48	12 x 64	14,5 x 40
Dimensiones cajas PS o PP para 50 tubos L x An x Al (mm)	140 x 70 x 40	140 x 70 x 40	-	-	-	-
Dimensiones de cajas L x An x Al (mm)	172,5 x 116,5 x 40,5	172,5 x 116,5 x 40,5	172,5 x 116,5 x 56	172,5 x 116,5 x 72	172,5 x 116,5 x 72	-
Dimensiones de cajas PP 24 tubos L x An x Al (mm)	-	-	-	145 x 55 x 50	-	145 x 55 x 50

		Vial 1 ml transparente		cámbar		Vial 2 ml transparente		Vial 2 ml ámbar		Vial 3 ml transparente		Vial 4 ml transparente	
	Unid./ bolsa	Ref.	€/ bolsa	Ref.	€/ bolsa	Ref.	€/ bolsa	Ref.	€/ bolsa	Ref.	€/ bolsa	Ref.	€/ bolsa
Viales sin caja													
Con tapón de aluminio	1000	**042600**	**NC -**	**042686**	**NC -**	**042615**	**NC -**	**042699**	**NC -**	**042630**	**NC -**	**042645**	**NC -**
Con tapón blanco	1000	**042601**	**NC -**	**042687**	**NC -**	**042616**	**NC -**	**042700**	**NC -**	**042631**	**NC -**	**042646**	**NC -**
Con tapón negro	1000	**042602**	**NC -**	**042688**	**NC -**	**042617**	**NC -**	**042701**	**NC -**	**042632**	**NC -**	**042647**	**NC -**
Con tapón amarillo	1000	**042603**	**NC -**	**042689**	**NC -**	**042618**	**NC -**	**042702**	**NC -**	**042633**	**NC -**	**042648**	**NC -**
Con tapón verde	1000	**042604**	**NC -**	**042690**	**NC -**	**042619**	**NC -**	**042703**	**NC -**	**042634**	**NC -**	**042649**	**NC -**
Con tapón rojo	1000	**042605**	**NC -**	**042691**	**NC -**	**042620**	**NC -**	**042704**	**NC -**	**042635**	**NC -**	**042650**	**NC -**
Con tapón azul	1000	**042606**	**NC -**	**042692**	**NC -**	**042621**	**NC -**	**042705**	**NC -**	**042636**	**NC -**	**042651**	**NC -**
Con tapón blanco con septum	1000	-	-	-	-	-	-	**042706**	**NC -**	**042638**	**NC -**	**042653**	**NC -**
Con tapón negro con septum	1000	**042609**	**NC -**	**042694**	**NC -**	-	-	**042707**	**NC -**	**042639**	**NC -**	-	-
Con tapón amarillo con septum	1000	-	-	-	-	-	-	**042708**	**NC -**	**042640**	**NC -**	**042655**	**NC -**
Con tapón verde con septum	1000	**042611**	**NC -**	**042696**	**NC -**	**042626**	**NC -**	-	-	**042641**	**NC -**	**042656**	**NC -**
Con tapón rojo con septum	1000	-	-	-	-	-	-	**042710**	**NC -**	**042642**	**NC -**	**042657**	**NC -**
Con tapón azul con septum	1000	**042613**	**NC -**	**042698**	**NC -**	**042628**	**NC -**	**042711**	**NC -**	**042643**	**NC -**	-	-
Cajas													
Caja de poliestireno para 50 viales	1	**042663**	**NC -**	**042663**	**NC -**	**042663**	**NC -**	**042663**	**NC -**	-	-	-	-
Caja de polipropileno para 96 viales	1	**042662**	**NC -**	**042662**	**NC -**	**042662**	**NC -**	**042662**	**NC -**	**042665**	**NC -**	-	-
Tapón de liofilización													
Tapón de liofilización	100	**042667B**	**NC -**	**042667B**	**NC -**	**042667B**	**NC -**	**042667B**	**NC -**	**042667B**	**NC -**	**042667B**	**NC -**

Viales de 4 ml, diámetro 14 mm



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
042668	Vial de 4 ml sin caja con tapón de aluminio	1000	**NC -**
042671	Caja de PP para 24 viales 4 ml (ø 14 mm)	1	**NC -**

Viales de 5 ml



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
042669	Vial de 5 ml sin caja con tapón de aluminio	1000	**NC -**
042670	Vial de 5 ml sin caja con tapón blanco	1000	**NC -**
042672	Caja de polipropileno para 24 tubos de 5 ml	1	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB