Pinzas para capsular / descapsular



Para cápsulas de ø (mm)	8	11	13
Pinzas para capsular			
Utilización : pinza robusta para el cierre de viales y frascos, con cápsulas de aluminio.			
Ref.	045281	045282	045283
€	637,70 -	602,40 -	593,80 -
Pinzas para descapsular con abrazaderas			
Utilización: pinza robusta para la apertura de viales y frascos cerrados con cápsulas de aluminio.			
Ref.	045285	045286	045287
€	599,20 -	539,20 -	542,50 -
Pinzas económicas para descapsular			
Utilización : pinza económica para retirar las cápsulas de aluminio de los viales.			
Ref.	045289	045290	045291
€	151,60 -	139,80 -	272 -

Taponadores/destaponadores automáticos con batería recargable



- Para taponar o destaponar capsulas de aluminio y de acero
- Hasta 800 usos por carga
- Carga completa en 2 horas

	Taponador		Destaponador	
Ø cápsulas (mm)	Ref.	€	Ref.	€
8	054975B	NC -	-	-
11	054976B	NC -	054977B	NC -
13	054978B	NC -	054979B	NC -
20	054980B	NC -	054981B	NC -
20 (Flip Cap)	054983B	NC -	-	-

Accesorio

Ref.	Descripción	€
054960	Bastidor para engastador automático	NC -

Taponadores automáticos a corriente



- Con boquillas intercambiables
- Para taponar y/o destaponar capsulas de aluminio y de acero
- Almacenamiento hasta 9 programas, para diferentes tipos y tamaños de capsulas

Ref.	Descripción	€
054984B	Taponador a corriente, con mordazas a presión 20 mm	NC -
054941B	Taponador a corriente, sin mordazas	NC -

Accesorios

	Mordazas para taponar		Mordazas para destaponar	
Ø cápsulas (mm)	Ref.	€	Ref.	€
8	054987	NC -	-	-
11	054988	NC -	054989	NC -
13	054942	NC -	054990	NC -
13 (Flip Cap)	054991	NC -	-	-
20	054970	NC -	054992	NC -
20 (Flip Cap)	054993	NC -	-	-

Ref.	Descripción	€
054960	Bastidor para engastador automático	NC -