Viales de cromatografía con tapón de rosca

Tapones para viales viales ND8, ND9 y ND13

Ref.	Boca	Tipo de tapón	Color	Junta	Unid./ caja	€/ caja
096434	ND8	Con septum	Negro	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096435	ND8	Con septum precortado	Negro	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096436	ND8	Con septum	Negro	Silicona con doble cara PTFE roja	100	**NC -**
096438	ND9	Con septum	Azul	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096445	ND9	Con septum	Azul	Caucho rojo con cara interior de PTFE blanco	100	**NC -**
096442	ND9	Con septum	Blanco	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096443	ND9	Con septum	Blanco	Silicona con doble cara PTFE roja	100	**NC -**
096447	ND13	Con septum	Negro	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**





- De vidrio borosilicato conforme con USP tipo I y ASTM tipo I Clase B
- También disponible con un área de marcaje de cerámica blanca
- Los viales con boca ND9 son compatibles con la mayoría de los automuestreadores
- Los tapones se venden por separado

Ref.	Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Boca	Color	Área de marcado	Unid./ caja	€/ caja
096387	1,5	11,6 x 32	ND8	Transparente	No	100	**NC -**
096389	1,5	11,6 x 32	ND8	Transparente	Sí	100	**NC -**
096388	1,5	11,6 x 32	ND8	Ámbar	No	100	**NC -**
096390	1,5	11,6 x 32	ND8	Ámbar	Sí	100	**NC -**
096391	1,5	11,6 x 32	ND9	Transparente	No	100	**NC -**
096398	4	14,7 x 45	ND13	Ámbar	Sí	100	**NC -**

Viales de cromatografía encapsulables

- De vidrio borosilicato conforme con USP tipo I y ASTM tipo I Clase B
- También disponible con un área de marcaje de cerámica blanca
- Apertura del septum 40 % más amplia para reducir el riesgo de daños en las agujas de los muestreadores automáticos
- Los tapones se venden por separado

Ref.	Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Color	Área de marcado	Unid./ caja	€/ caja
096369	1,5	11,6 x 32	Transparente	No	100	**NC -**
096371	1,5	11,6 x 32	Transparente	Sí	100	**NC -**
096370	1,5	11,6 x 32	Ámbar	No	100	**NC -**
096372	1,5	11,6 x 32	Ámbar	Sí	100	**NC -**

Tapones para vial encapsulable ND11

Ref.	Tipo de tapón	Color	Junta	Unid./ caja	€/ caja
096415	Con septum	Plata	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096416	Con septum	Plata	Silicona con doble cara PTFE roja	100	**NC -**
096417	Con septum	Plata	Caucho rojo con cara interior de FEP incoloro	100	**NC -**
096418	Con septum	Plata	Caucho rojo con PTFE incoloro	100	**NC -**
096419	Con septum	Plata	Caucho rojo con PTFE blanco	100	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB