Viales de cromatografía con tapones snap, boca ND11



- De vidrio borosilicato conforme con USP tipo I y ASTM tipo I Clase B
- También disponible con un área de marcaje de cerámica blanca
- Recomendados sólo para aplicaciones HPLC
- No se recomienda usar los viales de tapón snap bajo presión
- Apertura del septum 40 % más amplia para reducir el riesgo de daños en las agujas de los muestreadores automáticos
- Los tapones snap se venden por separado y permitiendo liberarse del engastador y del descapsulador

Ref.	Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Boca	Color	Área de marcado	Unid./ caja	€/ caja
096405	1,5	11,6 x 32	ND11	Transparente	No	100	**NC -**
096407	1,5	11,6 x 32	ND11	Transparente	Sí	100	**NC -**
096406	1,5	11,6 x 32	ND11	Ámbar	No	100	**NC -**
096408	1,5	11,6 x 32	ND11	Ámbar	Sí	100	**NC -**

Tapones para viales con tapón snap ND11

Ref.	Boca	Composición	Tipo de tapón	Junta	Unid./ caja	€/ caja
096415	ND11	Aluminio	Con septum	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096416	ND11	Aluminio	Con septum	Silicona con doble cara PTFE roja	100	**NC -**
096417	ND11	Aluminio	Con septum	Caucho rojo con cara interior de FEP incoloro	100	**NC -**
096418	ND11	Aluminio	Con septum	Caucho rojo con cara interior de PTFE incoloro	100	**NC -**
096419	ND11	Aluminio	Con septum	Caucho rojo con cara interior de PTFE blanco	100	**NC -**
096430	ND11	PP	Con septum	Caucho rojo con cara interior de PTFE incoloro	100	**NC -**
096431	ND11	PP	Con septum	Silicona con cara interna PTFE roja	100	**NC -**
096432	ND11	PP	Con septum precortado	Silicona con cara interna PTFE azul	100	**NC -**
096433	ND11	PP	Con septum	Silicona con doble cara PTFE roja	100	**NC -**

Insertos de reducción de volumen para viales con boca DN8, ND9 y ND11

Ref.	Forma	Ø x al (mm)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
096413	Cónico	6 x 31	0,1	100	**NC -**

Viales de cromatografía de boca ancha, boca ND20





- De vidrio borosilicato conforme con USP tipo I y ASTM tipo I Clase B
- También disponible con un área de marcaje esmaltada en blanco
- Disponibles con fondo redondo o plano y con cuello encapsulable o biselado
- Viales de fondo redondo recomendados para aplicaciones de alta temperatura
- Vidrio de mayor espesor (1,2 mm) a un frasco de cromatografía clásico (0,9 mm)
- Tapón estándar, magnético o con una función de descompresión para mantener la presión interna por debajo de 3 bar

Tapones para viales ND20

Ref.	Tipo de tapón	Color	Junta	Unid./ caja	€/ caja
096420	Estándar con septum	Plata	Butilo gris con superficie interior de PTFE natural	100	**NC -**
096424	Estándar con septum	Plata	Silicona azul con superficie interior de PTFE blanco	100	**NC -**
096427	Estándar con septum	Plata	Butilo gris con cara interior PTFE natural (PharmaFix)	100	**NC -**
096421	Descompresión con A septum	Plata	Butilo gris con superficie interior de PTFE natural	100	**NC -**
096423	Descompresión con A septum	Plata	Butilo negro	100	**NC -**
096425	Descompresión con A septum	Plata	Silicona azul con superficie interior de PTFE blanco	100	**NC -**
096426	Descompresión con A septum	Plata	Butilo gris con cara interior PTFE natural (PharmaFix)	100	**NC -**
096428	Magnético con A septum	Dorado	Butilo gris con cara int. PTFE natural	100	**NC -**
096429	Magnético con A septum	Dorado	Silicona azul con superficie interior de PTFE blanco	100	**NC -**

Ref.	Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Forma	Área de marcado	Unid./ caja	€/ caja
096373	5	22 x 38,5	Fondo redondo, cuello biselado	No	100	**NC -**
096374	5	22 x 38	Fondo plano, boca biselada	No	100	**NC -**
096375	5	20 x 38	Fondo plano, boca encapsulable	No	100	**NC -**
096376	10	22,5 x 46	Fondo redondo, boca encapsulable	No	100	**NC -**
096377	10	22,5 x 46	Fondo plano, boca larga encapsulable	No	100	**NC -**
096378	10	20 x 54,5	Fondo plano, boca encapsulable	No	100	**NC -**
096380	20	22,75 x 75,5	Fondo redondo, boca larga encapsulable	No	100	**NC -**
096381	20	22,75 x 75,5	Fondo redondo, boca biselada	No	100	**NC -**
096382	20	22,75 x 75,5	Fondo redondo, boca biselada	Sí	100	**NC -**