
Frascos de cromatografía de boca recta





- De vidrio borosilicato conforme con USP tipo I y ASTM tipo I clase B
- Incluyen tapones de polietileno envasados por separado

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Color	Unid./ caja	€/ caja
096399	1	8,1 x 40	Transparente	100	**NC -**
096400	1	8,1 x 40	Ámbar	100	**NC -**
096402	2	11,6 x 31,5	Ámbar	100	**NC -**
096404	4	14,7 x 44,5	Ámbar	100	**NC -**

Viales con tapones snap de vidrio sodocálcico boca ND18



- De vidrio sodocálcico, conforme a la USP tipo III
- Se suministran con tapones snap de LDPE

Ref.	Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Color	Unid./ caja	€/ caja
096384	10	22 x 45	Transparente	200	**NC -**

Tubos RMN Duran®



- Vidrio borosilicato 3.3 ó 5.1
- Alta calidad
- Certificado descargable
- Diámetro 5 mm
- Longitud 178 mm

Ref.	Versión	Frecuencia (MHZ)	Unid./ caja	€/ caja
096344	Económico - vidrio borosilicato 5.1	100	100	**NC -**
083369	Económico - vidrio borosilicato 3.3	300	250	**NC -**
083877	Profesional - vidrio borosilicato 3.3	400	250	**NC -**
083878	Científico - vidrio borosilicato 3.3	500	5	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
096345	Cepillo para tubo NMR	**NC -**