Bandejas de vidrio

- De vidrio de borosilicato Pyrex®
- Se puede esterilizar en autoclave o utilizar en el microondas
- Ideales para muchas aplicaciones: geles de electroforesis, bandejas de disección, trabajo en campana, etc.

Ref.	Capacidad (ml)	L x An x Al (mm)	€
212561A	2000	228 x 215 x 60	NC -
212562A	3500	312 x 232 x 55	NC -
212563A	4500	366 x 266 x 55	NC -



Cubetas de vidrio

- De vidrio sodocálcico
- Bordes esmerilados
- Paredes gruesas


Ref.	L x An x Al (mm) cubetas	€
900557	100 x 100 x 100	NC -
900558	150 x 100 x 100	NC -
900559	150 x 100 x 150	NC -
900560	200 x 100 x 100	NC -
900561	250 x 180 x 220	NC -
900562	300 x 160 x 160	NC -
900563	300 x 220 x 240	NC -
900564	360 x 230 x 260	NC -



Bolas de vidrio

- Bolas de vidrio sodocálcico endurecido en superficie

Ref.	ø (mm)	€ la bolsa de 1 kg
068499	1	NC -
068500	2	NC -
068501	3	NC -
068502	4	NC -
068503	5	NC -
068504	6	NC -
068505	8	NC -
068555	10	NC -



Copas con base

- De vidrio sodocálcico
- Muy grueso
- Base pesada que aporta una gran estabilidad
- Graduaciones moldeadas
- Boquilla de vertido



Ref.	Capacidad (ml)	ø base (mm)	ø sup. (mm)	Altura tot. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
001738B	60	60	60	105	1	NC -
001739B	125	65	90	115	1	NC -
001740B	250	80	100	145	1	NC -
001741B	500	100	130	190	1	NC -

Vidrios de reloj

- De vidrio sodocálcico
- Bordes requemados
- Espesor constante



Ref.	ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja
001751C	40	10	NC -	001756C	100	10	NC -
001752C	50	10	NC -	001757B	120	10	NC -
001753C	60	10	NC -	001758B	140	10	NC -
001754C	70	10	NC -	001759B	160	10	NC -
001755C	80	10	NC -				

Pulverizadores para CCM

- Conexión entre el cabezal del pulverizador y el frasco con un anillo de rosca con junta
- Autoclavables
- Presión mínima 0,07 kg/cm^2 (1 psi)
- Presión óptima entre 0,21 - 0,35 kg/cm2 (3-5 psi)

Ref.	Vol. (ml)	Junta	Al x Ø (mm)	€
290249	25	19/22	147 x 40	NC -
057514	50	19/22	174 x 50	NC -
290250	125	24/40	204 x 65	NC -
045654	250	24/40	229 x 85	NC -
290251	500	24/40	273 x 105	NC -



Tarros de vidrio sódico-cálcico

- Tarros de vidrio sódico-cálcico
- Tapa con pomo que encaja fácilmente.



Ref.	Altura (mm)	ø (mm)	€
140689	100	100	NC -
140690	120	120	NC -
140691	150	150	NC -
140692	200	200	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB