De vidrio borosilicato - Bordes roscados

Tubos de vidrio de un solo uso Pyrex® Corning

CORNING



- De vidrio borosilicato de alta neutralidad
- Ideales para el cultivo celular y la microbiología
- Boca roscada
- Pared: 0,8 mm

Tubos

Ref.	ø x al (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
	Tubos de fondo redondo, boca roscada			
001020	13 x 100	250	1000	NC -
001021	16 x 100	250	1000	NC -
001022	16 x 125	250	1000	NC -
001023	16 x 150	250	1000	NC -
001024	20 x 125	250	500	NC -
001025	20 x 150	250	500	NC -
	Tubos de fondo plano, boca roscada			
001026	16 x 125	250	1000	NC -
001027	19,5 x 145	250	500	NC -

Tapones autoclavables de rosca con junta PTFE

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
001031	Para ø 13 mm	288	NC -
001032	Para ø 16 mm	288	NC -
001033	Para ø 20 mm	192	NC -

Tapones de rosca autoclavables con junta de goma

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
001028	Para ø 13 mm	1000	NC -
001029	Para ø 16 mm	1000	NC -
001030	Para ø 20 mm	1000	NC -

Tubos de ensayo de vidrio Pyrex® con tapón PBT

DWK LIFE SCIENCES



- De vidrio Pyrex®, para trabajos de cultivo
- Incluyen tapón de rosca fenólico estanco con junta doble de PFTE/ etileno propileno
- Tubos esterilizables a 121 °C durante 2 horas tapón de rosca PBT autoclavable y esterilizable en vapor seco hasta 180 °C

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Racor SVL	Unid./ caja	€/ caja
090477	8	14 x 100	13	40	NC -
090478	10	16 x 100	15	40	NC -
090479	15	16 x 125	15	40	NC -
090480	20	16 x 160	15	40	NC -
090481	15	18 x 100	15	40	NC -
090482	25	18 x 180	18	40	NC -
090483	20	20 x 100	20	40	NC -
090484	40	20 x 200	20	40	NC -
090485	50	22 x 200	22	40	NC -
090486	30	26 x 100	25	40	NC -
090487	70	26 x 200	25	40	NC -

Tapones y juntas para tubos y frascos

Tapones (incluyen junta)					Juntas de reemplazo		
Ref.	Racor SVL	øext x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
001485B	13	17 x 16	20	NC -	001494B	20	NC -
001486B	15	20 x 18	20	NC -	001495B	20	NC -
001487B	18	23 x 18	20	NC -	001496B	20	NC -
001488B	20	25 x 18	20	NC -	001497B	20	NC -
001489B	22	27 x 18	20	NC -	001498B	20	NC -
001490B	25	31 x 26	20	NC -	001499B	20	NC -
001491B	30	36 x 26	20	NC -	001500C	20	NC -
001492B	42	52 x 30	10	NC -	001501B	10	NC -

