Tubos de cultivo de vidrio borosilicato

- De vidrio borosilicato
- Pared uniforme para una máxima transferencia de calor y una perfecta resistencia química
- Autoclavables, reutilizables
- Estabilidad notable de las muestras
- Incluye tapones de rosca (no montados) con junta de goma



Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Unid./ bolsa	€/ bolsa
045206	8	13 x 100	72	**NC -**
045207	12	16 x 100	72	**NC -**
045208	16	16 x 125	72	**NC -**
045209	20	16 x 150	72	**NC -**
045210	25	20 x 125	48	**NC -**
045211	30	20 x 150	48	**NC -**
045212	50	25 x 150	36	**NC -**
045213	70	25 x 200	36	**NC -**
045214	160	38 x 200	24	**NC -**

Tubos de cultivo C-tubes Wheaton®

- Tubos de cultivo con tapón roscado
- De vidrio borosilicato, tipo I clase B y USP tipo I
- Autoclavables, reutilizables
- Tapón de junta blanca de estireno butadieno
- Para agitar cultivos celulares



Ref.	Capacidad	ø x al (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
048534	11	16 x 100	15-415	144	**NC -**
048535	14	16 x 125	15-415	144	**NC -**
048537	27	20 x 150	18-415	144	**NC -**
Con tapón con junta de caucho estireno butadieno recubierto de PTFE					
048539	11	16 x 100	15-415	144	**NC -**
048540	14	16 x 125	15-415	144	**NC -**
048542	27	20 x 150	18-415	144	**NC -**

Tubos de cultivo de anaerobios de Hungate

- Tubos estancos a los gases para el cultivo en anaerobiosis
- El método de Hungate recomienda la inoculación de las bacterias por jeringa vía el septum del tubo
- ø x al del tubo : 16 x 125 mm



El tubo Hungate incluye:

+ el tubo ;
+ un tapón de rosca con una abertura de 9 mm;
+ un septum para el tubo Hungate.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
507026	Tubo de Hungate con tapón	250	**NC -**
508086	Tapón 15-415	144	**NC -**
508114	Tapón septum abertura 9 mm	250	**NC -**
204701	Septum para tubo Hungate	250	**NC -**
508115	Tubo de Hungate solo	250	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB