
Tubos de cultivo de vidrio borosilicato



- Boca roscada
- En KIMAX-51
- Vidrio de tipo 1, clase A o B
- Área de marcado
- Envasado por bandeja en película plástica
- Se entrega sin tapón, pedir por separado (véase más abajo)

Ref.	ø x An (mm)	Volumen (ml)	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
065307B	13 x 100	8	13-415	1000	**NC -**
045350B	16 x 100	12	15-415	1000	**NC -**
065308B	16 x 125	16	15-415	1000	**NC -**
065309B	16 x 150	20	15-415	1000	**NC -**
045355B	20 x 125	25	18-415	500	**NC -**
065310B	20 x 150	30	18-415	500	**NC -**

Tubos de cultivo de vidrio de fondo redondo



- De un solo uso
- Rosca
- Envasado por bandeja en película plástica
- Amplia zona de marcaje
- Se entrega sin tapón, pedir por separado (véase más abajo)

Ref.	ø x An (mm)	Volumen (ml)	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
065312B	13 x 100	8	13-415	1000	**NC -**
065313B	16 x 100	15	15-415	1000	**NC -**
065314B	16 x 125	16	15-415	1000	**NC -**
065315B	16 x 150	20	15-415	1000	**NC -**
065316B	20 x 125	25	18-415	500	**NC -**
065317B	20 x 150	30	18-415	500	**NC -**

Tapones de polipropileno blanco





- Sin junta
- Autoclavables
- Para tubos de cultivo con boca de rosca (véase más arriba)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
065323	Tapón de PP blanco 15-415	1000	**NC -**

Tapones fenólicos





- Junta de goma
- Autoclavables
- Para tubos de cultivo con boca de rosca (véase más arriba)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
065318	Tapón fenólico 15-415	1000	**NC -**
065319	Tapón fenólico 18-415	1000	**NC -**

Tapones de polipropileno natural





- Sin junta
- Autoclavables

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
065324	Tapón de PP natural 13-415	1000	**NC -**
065325	Tapón de PP natural 15-415	1000	**NC -**
065326	Tapón de PP natural 18-415	500	**NC -**

Tapones fenólicos con junta de goma, recubiertos de PTFE







- Autoclavables
- Para tubos de cultivo de fondo plano o redondo

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
045238	Tapón fenólico 8-425	-	144	**NC -**
065320	Tapón fenólico 13-415	125	500	**NC -**
045239	Tapón fenólico 13-425	-	144	**NC -**
065321	Tapón fenólico 15-415	125	500	**NC -**
045240	Tapón fenólico 15-425	-	144	**NC -**
045241	Tapón fenólico 18-400	-	144	**NC -**
045242	Tapón fenólico 20-400	-	144	**NC -**
065322	Tapón fenólico 22-400	-	144	**NC -**
045243	Tapón fenólico 24-400	-	144	**NC -**