Tubos o campanas Durham



- De vidrio sodocálcico
- Para la recuperación de gases en bacteriología

Ref.	ø x al (mm)	Espesor (mm)	Unid./ caja	€/ caja
068554B	7,25 x 50	0,4 - 0,6	1000	NC -
110125	7,25 x 50	0,5	1000	NC -


Tubos de ensayo de vidrio de un solo uso

- De vidrio sodocálcico

Ref.	ø x al (mm)	Espesor (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
110120	16 x 160	0,5	500	500	NC -
110040	16 x 160	0,8	500	500	NC -
110032	18 x 180	0,5	250	250	NC -
110041	18 x 180	0,8	200	200	NC -
110033	20 x 200	0,5	250	250	NC -
110119	15,30 x 150	0,8	500	500	NC -
110031	15,30 x 160	0,5	500	500	NC -

De vidrio sodocálcico - Boca roscada

Tubos de de cultivo con boca roscada



- De vidrio sodocálcico hidrolítico de 3a clase
- Fondo redondo o plano
- Para tapar con el tapón dorado de aluminio o con un tapón de plástico
- Junta de goma gris autoclavable

Tapón de aluminio para tubos de cultivo de rosca

(para tubos de ref. 110101, 110115 y 110102)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
110102CA	Tapón de aluminio para tubos ø 16 y 17,75 mm	500	NC -

Tubos de cultivo con boca

Ref.	ø x esp. x al (mm)	Fondo	Unid./ caja	€/ caja
110101	16,1 x 0,95 x 160	Redondo	299	NC -
110115	17,75 x 1,05 x 145	Plano	252	NC -
110102	17,75 x 1,05 x 180	Plano	252	NC -

Tubos de centrífuga - vidrio borosilicato

Tubos de centrífuga de vidrio con fondo redondo o cónico



- De vidrio borosilicato 3,3
- Graduados o no graduados
- Paredes gruesas
- Para centrifugación hasta 5500 g
- Con boca lisa o con tapón de rosca de polipropileno con junta de silicona-PTFE
- De fondo redondo o cónico (los fondos cónicos requieren el uso de un adaptador de centrífuga)

Tubo de cuello liso											Tubo con tapón de rosca										
Sin graduación					Con graduaciones						Sin graduación					Con graduaciones					
Ref.	Fondo	Dim.* (mm)	Vol. (ml)	€	Ref.	Fondo	Dim.* (mm)	Vol. (ml)	Gradua-ciones	€	Ref	Fondo	Dim.* (mm)	Vol. (ml)	€	Ref.	Fondo	Dim.* (mm)	Vol. (ml)	Gradua-ciones	€
046619	Redondo	12 x 100	6	NC -	046623	Redondo	16 x 100	15	10 ml:0,1	NC -	046628	Redondo	16 x 98	15	NC -	046632	Redondo	15 x 98	15	10 ml:0,1	NC -
046620		16 x 100	12	NC -	046624		24 x 100	25	20 ml:0,2	NC -	046629		24 x 98	25	NC -	046633		24 x 98	25	20 ml:0,2	NC -
046621		24 x 100	25	NC -	046625		34 x 100	50	45 ml:0,5	NC -	046630		34 x 98	50	NC -	046634		34 x 98	50	45 ml:0,5	NC -
046622		34 x 100	50	NC -	046626		44 x 100	100	85 ml:1,0	NC -	046631		44 x 98	100	NC -	046635		44 x 98	100	85 ml:1,0	NC -
046636	Cónico	16 x 100	15	NC -	046641	Cónico	16 x 98	15	10 ml:0,1	NC -	046645	Cónico	16 x 98	15	NC -	046649	Cónico	16 x 98	10	10 ml:0,1	NC -
046637		24 x 100	25	NC -	046642		24 x 98	25	20 ml:0,2	NC -	046646		24 x 98	25	NC -	046650		24 x 98	25	20 ml:0,2	NC -
046638		34 x 100	50	NC -	046643		34 x 98	50	45 ml:0,5	NC -	046647		34 x 98	50	NC -	046651		34 x 98	50	30 ml:1	NC -
046639		44 x 100	80	NC -	046644		44 x 98	100	85 ml:1,0	NC -	046648		44 x 98	80	NC -	046652		44 x 98	80	80 ml:1,0	NC -

* Dimensiones: diámetro x altura.