## Los clásicos - Forma baja

### Vasos de vidrio borosilicato

Vasos de vidrio borosilicato 3.3 de alta calidad.

- Graduaciones y pico
- Norma ISO 3810, DIN 1237

| | Forma baja | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Ref. | ø x al (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
| 5 | **068932B** | 22 x 30 | 10 | **NC -** |
| 10 | **068933B** | 26 x 35 | 10 | **NC -** |
| 25 | **068934B** | 34 x 50 | 10 | **NC -** |
| 50 | **068935B** | 42 x 60 | 10 | **NC -** |
| 100 | **068936B** | 50 x 70 | 10 | **NC -** |
| 150 | **068937C** | 60 x 80 | 10 | **NC -** |
| 250 | **068938B** | 70 x 95 | 10 | **NC -** |
| 400 | **068939B** | 80 x 110 | 10 | **NC -** |
| 600 | **068940C** | 90 x 125 | 10 | **NC -** |
| 800 | **068941B** | 100 x 135 | 10 | **NC -** |
| 1000 | **068942B** | 105 x 145 | 10 | **NC -** |
| 2000 | **068943C** | 130 x 185 | 10 | **NC -** |
| 3000 | **068944B** | 150 x 210 | 1 | **NC -** |
| 5000 | **068945C** | 170 x 270 | 1 | **NC -** |




## Los clásicos - Forma alta

### Vasos de vidrio borosilicato

Vasos de vidrio borosilicato 3.3 de alta calidad.

- Graduaciones y pico
- Norma ISO 3810, DIN 1237

| | Forma alta | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Ref. | ø x al (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
| 25 | **068946B** | 30 x 55 | 10 | **NC -** |
| 50 | **068947B** | 38 x 70 | 10 | **NC -** |
| 100 | **068948B** | 48 x 80 | 10 | **NC -** |
| 150 | **068949B** | 54 x 95 | 10 | **NC -** |
| 250 | **068950B** | 60 x 120 | 10 | **NC -** |
| 400 | **068951B** | 70 x 130 | 10 | **NC -** |
| 600 | **068952B** | 80 x 150 | 10 | **NC -** |
| 800 | **068953B** | 90 x 175 | 10 | **NC -** |
| 1000 | **068954B** | 95 x 180 | 10 | **NC -** |
| 2000 | **068955C** | 120 x 240 | 10 | **NC -** |
| 3000 | **068956B** | 135 x 280 | 1 | **NC -** |




## Vasos forma alta DURAN®

DWK LIFE SCIENCES

- De vidrio borosilicato con graduaciones
- Autoclavables
- Resistentes al choque térmico gracias al grosor uniforme de las paredes
- Forma alta con o sin pico de vertido
- Código de trazabilidad




### Vasos forma alta sin pico de vertido

| Ref. | Volumen (ml) | Ø x al (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **092108** | 150 | 54 x 95 | 10 | **NC -** |
| **092087** | 600 | 80 x 150 | 10 | **NC -** |
| **092088** | 1000 | 95 x 180 | 10 | **NC -** |

### Vasos forma alta con pico de vertido

| Ref. | Volumen (ml) | Ø x al (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **211161704** | 50 | 38 x 70 | 10 | **NC -** |
| **211162409** | 100 | 48 x 80 | 10 | **NC -** |
| **092086** | 150 | 54 x 95 | 10 | **NC -** |
| **211163602** | 250 | 60 x 120 | 10 | **NC -** |
| **673435** | 400 | 70 x 130 | 10 | **NC -** |
| **673436** | 1000 | 95 x 180 | 10 | **NC -** |

## Vasos de vidrio borosilicato Pyrex® forma alta

DWK LIFE SCIENCES

Con código de trazabilidad.

| Ref. | Volumen (ml) | ø x al (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **001110** | 50 | 38 x 70 | 10 | **NC -** |
| **001111** | 100 | 48 x 80 | 10 | **NC -** |
| **001112** | 150 | 54 x 95 | 10 | **NC -** |
| **001113** | 250 | 60 x 120 | 10 | **NC -** |
| **001114** | 400 | 70 x 130 | 10 | **NC -** |
| **001115** | 600 | 80 x 150 | 10 | **NC -** |
| **001116** | 1000 | 95 x 180 | 10 | **NC -** |
| **001117** | 2000 | 120 x 240 | 10 | **NC -** |






Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB