Las variantes - Forma baja

Vasos de paredes gruesas de vidrio borosilicato DURAN®



- Gran resistencia a los impactos
- Graduados

Ref.	Volumen	Dim. Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
092109	100 ml	52 x 85	10	**NC -**
091201	150 ml	54 x 93	10	**NC -**
092190	250 ml	70 x 94	10	**NC -**
091200	500 ml	89 x 124	10	**NC -**
092089	1 l	105 x 160	10	**NC -**
092191	2 l	135 x 195	10	**NC -**
092090	3 l	157 x 205	4	**NC -**
092192	5 l	182 x 256	1	**NC -**
092193*	10 l	225 x 340	1	**NC -**
092194*	15 l	260 x 390	1	**NC -**
092195*	20 l	285 x 430	1	**NC -**

* No graduado

Vasos DURAN® Super Duty



- De vidrio borosilicato DURAN® tipo 1
- Paredes gruesas
- Bordes y boquilla de vertido reforzados
- Gradaciones y zona de marcado en blanco
- Código de trazabilidad impreso en el vaso para la impresión de certificados de lotes

Vasos forma baja

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
091963	150	60 x 80	10	**NC -**
091964	250	70 x 95	10	**NC -**
091965	400	80 x 110	10	**NC -**
091966	600	90 x 125	10	**NC -**
091967	1000	105 x 145	10	**NC -**
091968	2000	132 x 185	10	**NC -**
091969	5000	170 x 270	1	**NC -**

Vasos graduados de forma baja Pyrex® uso intensivo



- El grosor uniforme de las paredes y los bordes superiores reforzados aumentan la resistencia a los impactos
- La base plana permite una agitación magnética óptima
- La doble graduación y la gran superficie de marcado facilitan la lectura de los volúmenes y la identificación de los productos
- Código de trazabilidad

Ref.	Volumen	ø ext. (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
211643	150	57	89	12	**NC -**
211647	250	68	90	12	**NC -**
211652	400	77	110	12	**NC -**
211654	600	90	124	6	**NC -**
211660	1000	109	156	6	**NC -**
211665	2000	131	177	4	**NC -**
002040	3000	170	230	1	**NC -**
211672	4000	160	250	1	**NC -**
002041	5000	180	300	1	**NC -**

Las variantes - Forma alta

Vasos DURAN® Super Duty



- De vidrio borosilicato DURAN® tipo 1
- Paredes gruesas
- Bordes y boquilla de vertido reforzados
- Gradaciones y zona de marcado en blanco
- Código de trazabilidad impreso en el vaso para la impresión de certificados de lotes

Vasos forma alta

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
084471	150	54 x 95	10	**NC -**
084472	250	60 x 120	10	**NC -**
084473	600	80 x 150	10	**NC -**

Vasos de vidrio borosilicato de uso intensivo



- De vidrio borosilicato
- Paredes gruesas
- Bordes y boquilla de vertido reforzados
- Gradaciones y zona de marcado en blanco
- Código de trazabilidad impreso en el vaso para la impresión de certificados de lotes

+ info en nuestras WEB

Ref.	Capacidad (ml)	Ø exterior (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
761784	150	54	95	10	**NC -**
761785	250	60	120	10	**NC -**
761786	600	80	150	10	**NC -**