Matraz esférico boca estrecha DURAN®

- Borde reforzado para matraces de diámetro de boca igual o superior a 65 mm
- De vidrio borosilicato Duran®
- Con borde aboquillado
- Conforme a la norma ISO 1773



				Fondo redondo			Fondo plano		
Volumen (ml)	ø cuerpo (mm)	ø boca (mm)	Unid./ caja	Altura (mm)	Ref.	€/ caja	Altura (mm)	Ref.	€/ caja
50	51	26	10	95	**091884**	**NC -**	90	**091894**	**NC -**
100	64	26	10	110	**091882**	**NC -**	105	**091895***	**NC -**
250	85	34	10	144	**091881**	**NC -**	138	**091896**	**NC -**
500	102	34	10	168	**091880***	**NC -**	163	**091897***	**NC -**
1000	131	42	10	200	**091876**	**NC -**	190	**090364**	**NC -**
2000	166	42	10	260	**091877***	**NC -**	230	**080572***	**NC -**
3000	185	50	1	-	**-**	**-**	250	**091898***	**NC -**
4000	207	50	1	290	**091885***	**NC -**	275	**080569***	**NC -**
6000	236	51	1	355	**091886***	**NC -**	315	**091375***	**NC -**
10000	280	65	1	380	**091887***	**NC -**	360	**091899***	**NC -**
20000	345	76	1	515	**091888**	**NC -**	-	**-**	**-**

* No conforme con las dimensiones ISO

Matráz esférico de boca ancha DURAN®

- Borde reforzado para matraces de diámetro de boca igual o superior a 65 mm
- De vidrio borosilicato DURAN®
- Con borde aboquillado / fondo redondo o fondo plano
- Conforme a la norma DIN EN ISO 24450



				Fondo redondo			Fondo plano		
Volumen (ml)	ø cuerpo (mm)	ø boca (mm)	Unid./ caja	Altura (mm)	Ref.	€/ caja	Altura (mm)	Ref.	€/ caja
100	64	35	10	100	**091878**	**NC -**	100	**091901**	**NC -**
250	85	50	10	143	**091889**	**NC -**	138	**091902**	**NC -**
500	105	50	10	168	**091890**	**NC -**	170	**091903**	**NC -**
1000	131	65	10	-	**-**	**-**	190	**091904**	**NC -**
2000	166	50	10	-	**-**	**-**	230	**092048**	**NC -**
2000	166	76	10	260	**090129**	**NC -**	230	**092047**	**NC -**
4000	206	76	1	315	**091892**	**NC -**	-	**-**	**-**
6000	236	89	1	355	**091893**	**NC -**	-	**-**	**-**

Matráz de vidrio DURAN®



	Esmerilado 14/ 23		Esmerilado 19/ 26		Esmerilado 24/ 29		Esmerilado 29/ 32		Esmerilado 45/ 40		Esmerilado 29/ 32 vidrio marrón	
Vol.	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.
5 ml	**673450B**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10 ml	**673451B**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25 ml	**673452B**	**NC -**	**673456B**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50 ml	**673453B**	**NC -**	**673457B**	**NC -**	**673460B**	**NC -**	**673466B**	**NC -**	**-**	**-**	**673474B**	**NC -**
100 ml	**673454B**	**NC -**	**673364B**	**NC -**	**673461B**	**NC -**	**673365B**	**NC -**	**-**	**-**	**673475B**	**NC -**
250 ml	**673455B**	**NC -**	**673458B**	**NC -**	**673462B**	**NC -**	**673366B**	**NC -**	**673479B**	**NC -**	**673476B**	**NC -**
500 ml	**-**	**-**	**673459B**	**NC -**	**673463B**	**NC -**	**673368B**	**NC -**	**673480B**	**NC -**	**673477B**	**NC -**
1 l	**-**	**-**	**-**	**-**	**673464B**	**NC -**	**673369B**	**NC -**	**673481B**	**NC -**	**673478B**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB