Morteros, manos de ágata



Mortero y mano

Ref.	ø int. (mm)	ø ext. (mm)	Profundidad (mm)	Volumen (ml)	€
140870	35	40	10	5	NC -
140871	82	100	25	70	NC -
140872	100	120	30	140	NC -
140873	110	130	33	150	NC -
140874	125	150	38	200	NC -
140875	128	160	39	275	NC -

Morteros y manos de ágata



Ref.	ø int. (mm)	Profundidad (mm)	Altura tot. (mm)	Capacidad (ml)	Longitud mano (mm)	€
068543B	50	14	26,5	15	59	NC -
068544	61	20	32	29	72	NC -
068545B	63	23	38	30	83	NC -

Morteros y manos de porcelana





Morteros solos con :			Interior liso		Interior rugoso	
Capacidad (ml)	ø int. (mm)	Altura int. (mm)	Ref.	€	Ref.	€
25	51	32	942647	NC -	-	-
30	56	36	140619	NC -	140631	NC -
70	63	41	140620	NC -	140632	NC -
75	76	45	140621	NC -	140633	NC -
110	83	50	140622	NC -	140634	NC -
160	90	56	140623	NC -	140635	NC -
220	105	64	140624	NC -	140636	NC -
400	125	71	140625	NC -	140637	NC -
500	139	82	140626	NC -	140638	NC -
650	150	90	140627	NC -	140639	NC -
1000	180	104	140628	NC -	140640	NC -

Manos sueltas para morteros de porcelana

Ref.	ø (mm)	Longitud (mm)	Para mortero ø (mm)	€
140643B	23	115	70, 81 y 91	NC -
140644B	26	135	100 y 113	NC -
140645B	37	150	125 y 144	NC -
140646B	44	170	163	NC -
140647	58	210	183	NC -
140648	73	255	215	NC -
140649	86	305	257	NC -

Mortero criogénico


088767


088763

Versión de mortero criogénico

- Se entrega sin pilón
- Dimensiones (ø x al): 16,5 x 11,4 cm
- Mango para quitar el mortero de acero inoxidable
- Vaso azul de polietileno que contiene nitrógeno líquido
- Ventosas para la estabilidad del mortero

Versión mini mortero criogénico

- Permite moler directamente pequeñas muestras de tejido congelado contenidas en un microtubo de 1,5 ml
- Incluye una mano pequeña de acero inoxidable con asa de polietileno y una asa que permite retirar el mortero

Ref.	Descripción	€
088763	Mortero criogénico	NC -
088767	Mini mortero criogénico	NC -