Sin tapón

Clase A - Forma alta

Probetas clase A, graduación azul



- De vidrio borosilicato
- Base hexagonal
- Conforme normas DIN EN ISO 4788
- Con marca de identificación

Vol. (ml)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
5	2	**360011**	**NC -**
10	2	**360012**	**NC -**
25	2	**360013**	**NC -**
50	2	**360014**	**NC -**
100	2	**360015**	**NC -**
250	2	**360016**	**NC -**
500	1	**360017**	**NC -**
1000	1	**360018**	**NC -**
2000	1	**360019**	**NC -**


Probetas clase A de vidrio Pyrex® UKAS



- De vidrio borosilicato Pyrex® para una resistencia química óptima
- Cumple la norma ISO 4788
- Calibrado según las tolerancias admitidas por la USP
- Número de serie individual grabado con láser en cada probeta
- Graduaciones de esmalte blanco
- Se entrega con certificado UKAS

Ref.	Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Tolerancia +/- (ml)	Al. aprox. (mm)	€
233163	5	0,1	0,05	115	**NC -**
233164	10	0,2	0,1	140	**NC -**
233165	25	0,5	0,25	170	**NC -**
233166	50	1	0,5	200	**NC -**
233167	100	1	0,5	260	**NC -**
233168	250	2	1	335	**NC -**
233169	500	5	2,5	365	**NC -**
233170	1000	10	5	465	**NC -**
233171	2000	20	10	505	**NC -**

Probetas graduadas clase A Hirschmann



- Conforme normas DIN EN ISO 4788
- Certificado de conformidad con número de lote fechado
- Graduaciones azules, subdivisiones principales en anillo completo
- Banda de vidrio tintado

					Graduación azul + banda Schellbach		Graduación azul sola		Con base de plástico, graduación azul	
Vol. (ml)	Subdivisión (ml)	Tolerancia (+/- ml)	Altura (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
5	0,1	0,1	115	2	**501133**	**NC -**	**501151**	**NC -**	-	-
10	0,2	0,1	140	2	**501134**	**NC -**	**090547**	**NC -**	**501155**	**NC -**
25	0,5	0,3	170	2	**501135**	**NC -**	**090548**	**NC -**	**501156**	**NC -**
50	1 ,0	0,5	200	2	**501136**	**NC -**	**090549**	**NC -**	**501157**	**NC -**
100	1	0,5	260	2	**501137**	**NC -**	**501152**	**NC -**	**501158**	**NC -**
250	2	1	335	2	**501138**	**NC -**	**090542**	**NC -**	**501159**	**NC -**
500	5	2,5	390	2	**501139**	**NC -**	**501153**	**NC -**	**501160**	**NC -**
1000	10	5	470	1	**501140**	**NC -**	**090550**	**NC -**	**501161**	**NC -**
2000	20	10	570	1	**501141**	**NC -**	**501154**	**NC -**	-	-