Sin tapón

Clase A - Forma alta

Probetas con boquilla de Pyrex® clase A

- De vidrio borosilicato Pyrex® resistente químicamente
- Cumple la norma ISO 4788
- Conformidad "H" certificada
- Número de lote en la probeta
- Graduaciones esmaltadas en blanco



Ref.	Vol. (ml)	Grado (ml)	Tolerancia (+/- ml)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
991623	5	0,1	0,05	115	2	**NC -**
090180B	10	0,2	0,1	140	2	**NC -**
090181B	25	0,5	0,25	170	2	**NC -**
991624	50	1	0,5	200	2	**NC -**
991625	100	1	0,5	260	2	**NC -**
991626	250	2	1	335	2	**NC -**
991627	500	5	2,5	390	2	**NC -**
761830	1000	10	5	470	2	**NC -**
001480	2000	20	10	570	1	**NC -**

Clase B - Forma baja

Probetas graduadas Super Duty

- Forma baja
- Clase B
- Graduadas
- Mayor resistencia gracias al borde reforzado
- Larga vida útil



Ref.	Capacidad (ml)	Ø (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
096027	100	39	168	2	**NC -**
096028	250	54	205	2	**NC -**
096029	500	66	253	2	**NC -**
096030	1000	85	290	2	**NC -**

Probetas graduadas forma baja Hirschmann

- Vidrio DURAN®, clase B
- DIN ISO 4788
- Graduaciones marrones
- Subdivisiones de línea



Ref.	Capacidad (ml)	Unid./ caja	€/ caja
501082	10	2	**NC -**
501083	25	2	**NC -**
501084	50	2	**NC -**
501085	100	2	**NC -**
501086	250	2	**NC -**
501087	500	2	**NC -**
501088	100	1	**NC -**
501089	2000	1	**NC -**

Probetas con boquilla de Pyrex® de uso intensivo

- De vidrio borosilicato Pyrex®, clase B
- Base hexagonal pesada y perfectamente plana: excelente estabilidad
- Boquilla de vertido antigoteo
- Graduaciones esmaltadas en azul indeleble



Volumen (ml)	Unid./ caja	Altura (mm)	Ref.	€/ caja
10	2	75	**703720**	**NC -**
25	2	107	**703728**	**NC -**
50	2	140	**703733**	**NC -**
100	2	147	**703740**	**NC -**
250	2	212	**703747**	**NC -**
500	2	236	**703754**	**NC -**
1000	2	293	**703760**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB