Clase B - Forma baja



Probetas de vidrio borosilicato

- Clase A
- Graduación azul
- Con certificación de lote

Volumen (ml)	10	25	50	100	250	500	1000	2000
Ref.	**068907**	**068908**	**068909**	**068910**	**068911**	**068912**	**068913**	**068914**
Unid./caja	1	1	1	1	1	1	1	1
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Clase B - Forma alta



Probetas clase B SLS Select

SCIENTIFIC LABORATORY SUPPLIES

- De vidrio borosilicato de alta calidad
- Clase B
- Con graduaciones blancas
- Excelente resistencia química y térmica
- Base hexagonal robusta

Ref.	Volumen (ml)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
257073	10	135	2	**NC -**
257074	25	160	2	**NC -**
257075	50	195	2	**NC -**
257076	100	250	2	**NC -**
257077	250	300	2	**NC -**
257078	500	350	2	**NC -**
257079	1000	430	1	**NC -**



Probetas graduadas de vidrio borosilicato, clase B

DWK LIFE SCIENCES

- De vidrio borosilicato
- Cumple la norma ISO 4788
- Graduaciones de esmalte azul
- Base hexagonal robusta

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
090488	10	2	**NC -**
090489	25	2	**NC -**
090182	50	2	**NC -**
090183	100	2	**NC -**
090184	250	2	**NC -**
090185	500	2	**NC -**
090186	1000	1	**NC -**
090187	2000	1	**NC -**



Probetas clase B con graduación azul Hirschmann

- Conforme normas DIN EN ISO 4788
- Líneas de subdivisiones
- Graduación azul
- Vidrio borosilicato

Ref.	Vol. (ml)	Subdi. (ml)	Tolerancia (+/- ml)	Al. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
501142	5	0,1	0,075	115	2	**NC -**
501143	10	0,2	0,15	140	2	**NC -**
501144	25	0,5	0,375	170	2	**NC -**
501145	50	1	0,75	200	2	**NC -**
501146	100	1	0,75	260	2	**NC -**
501147	250	2	1,5	335	2	**NC -**
501148	500	5	3,75	390	2	**NC -**
501149	1000	10	7,5	470	1	**NC -**
501150	2000	20	15	570	1	**NC -**