Probetas clase B con graduación blanca

- Conforme normas DIN EN ISO 4788
- Base hexagonal
- Vidrio borosilicato

Ref.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Altura (mm)	€/ caja
140708	5	12,9	115	**NC -**
140709	10	15,5	135	**NC -**
140711	15	12	170	**NC -**
140712	25	21,3	160	**NC -**
140713	30	20	210	**NC -**
140714	50	26	195	**NC -**
140716	60	25	210	**NC -**
140717	100	31,3	240	**NC -**
140718	125	30	265	**NC -**
140719	250	41	320	**NC -**
140721	500	53,2	380	**NC -**
140722	1000	67	465	**NC -**
140723	2000	83,5	565	**NC -**



Probetas con boquilla de Pyrex® de uso intensivo

DWK LIFE SCIENCES

- De vidrio borosilicato Pyrex®, clase B
- Base hexagonal pesada y perfectamente plana: excelente estabilidad
- Boquilla de vertido antigoteo
- Graduaciones esmaltadas en azul indeleble

Volumen (ml)	Unid./ caja	Altura (mm)	Ref.	€/ caja
50	2	200	**703933**	**NC -**
100	2	260	**703940**	**NC -**
250	2	335	**703947**	**NC -**
500	2	390	**703954**	**NC -**
1000	2	470	**703960**	**NC -**
2000	1	570	**703965**	**NC -**



Con tapón

Clase A - Forma alta

Probetas clase A, graduación azul

- De vidrio borosilicato
- Base hexagonal
- Conforme normas DIN EN ISO 4788
- Con marca de identificación

Vol. (ml)	Unid./ caja	Ref.	Grado (ml)	Divisiones (ml)	Al. (mm)	€/ caja
5	2	**-**	-	-	-	**-**
10	2	**501114**	0,2	0,1	160	**NC -**
25	2	**501115**	0,5	0,25	193	**NC -**
50	2	**501116**	1	0,5	226	**NC -**
100	2	**501117**	1	0,5	290	**NC -**
250	2	**501118**	2	1	367	**NC -**
500	2	**501119**	5	2,5	425	**NC -**
1000	1	**501120**	10	5	510	**NC -**
2000	1	**501121**	20	10	610	**NC -**





Probetas graduadas con boca normalizada DIN

DWK LIFE SCIENCES

- De vidrio borosilicato con boca normalizada DIN
- Cumple la norma ISO 4788
- Graduaciones de esmalte blanco para las probetas de clase A, azul para las probetas de clase B
- Suministradas con tapón DIN de polietileno
- Versión clase A certificada testada individualmente en 5 puntos, y calibrada a las tolerancias de clase A
- Base hexagonal robusta

			Clase A		Clase A certificada	
Vol. (ml)	Boca DIN	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
10	10/19	2	**251583**	**NC -**	**251591**	**NC -**
25	14/23	2	**251584**	**NC -**	**251592**	**NC -**
50	19/26	2	**251585**	**NC -**	**251593**	**NC -**
100	24/29	2	**251586**	**NC -**	**251594**	**NC -**
250	29/32	2	**251587**	**NC -**	**251595**	**NC -**
500	34/35	2	**251588**	**NC -**	**251596**	**NC -**
1000	45/40	2	**251589**	**NC -**	**251597**	**NC -**
2000	45/40	1	**251590**	**NC -**	**251598**	**NC -**



Clase B - Forma alta

Probetas graduadas con boca normalizada DIN

DWK LIFE SCIENCES

- De vidrio borosilicato con boca normalizada DIN
- Cumple la norma ISO 4788
- Graduaciones de esmalte blanco para las probetas de clase A, azul para las probetas de clase B
- Suministradas con tapón DIN de polietileno
- Base hexagonal robusta

			Clase B	
Vol. (ml)	Boca DIN	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
10	10/19	2	-	-
25	14/23	2	-	-
50	19/26	2	**090192**	**NC -**
100	24/29	2	**090193**	**NC -**
250	29/32	2	**090194**	**NC -**
500	34/35	2	**090195**	**NC -**
1000	45/40	2	**090196**	**NC -**
2000	45/40	1	**090197**	**NC -**




Probetas graduadas de vidrio borosilicato con tapón de rosca

- Base hexagonal
- Clase DIN B
- De vidrio borosilicato
- Tapón de rosca GL

Ref.	Boca roscada GL	Volumen (ml)	€
046475B*	14	10	**NC -**
046476B*	18	25	**NC -**
046477	25	50	**NC -**
046478	32	100	**NC -**
046479	45	250	**NC -**
046480	45	500	**NC -**

* Envasado por 2.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB