Los clásicos

Sin tapón - Boca ancha

Erlenmeyer de vidrio borosilicato DURAN® boca ancha con graduaciones



Ref.	Vol. (ml)	ø base (mm)	ø boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
090957	25	43	31	70	10	**NC -**
090958	50	51	34	85	10	**NC -**
090959	100	64	34	105	10	**NC -**
090960	200	79	50	131	10	**NC -**
090961	250	85	50	140	10	**NC -**
090962	300	87	50	156	10	**NC -**
090963	500	105	50	175	10	**NC -**
090964	1000	131	50	220	10	**NC -**
090965	2000	153	72	276	10	**NC -**
090966*	3000	190	106	285	1	**NC -**
090967*	5000	220	108	322	1	**NC -**
090968*	10000	285	147	420	1	**NC -**

* Frasco cónico sin graduación (véase la foto de la derecha)
Certificado y seguimiento de lotes: mediante el código especial de 8 dígitos que figura en la botella, se puede obtener un certificado directamente en Internet.

Erlenmeyer de vidrio borosilicato Pyrex®



Erlenmeyer sin tapón, boca ancha - Con código de trazabilidad

Ref.	Vol. (ml)	ø x al (mm)	ø int. boca (mm)	ø ext. boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
090682	50	48 x 84	30	34	1	**NC -**
090683	100	64 x 105	30	34	1	**NC -**
090684	250	85 x 140	46	50	1	**NC -**
090685	500	105 x 175	46	50	1	**NC -**
090686	1000	131 x 220	46	50	1	**NC -**
211925*	2000	153 x 275	66	-	10	**NC -**

Erlenmeyer de vidrio boca ancha



- Vidrio borosilicato 3.3
- ISO 1773
- Con escala

Nuestra Selección

Vol. (ml)	Unid./ caja	Ref.	ø boca (mm)	ø ext. (mm)	Altura (mm)	€/ caja
25	10	**511405***	31	41	69	**NC -**
50	10	**068969B**	35	51	85	**NC -**
100	10	**068970B**	35	64	105	**NC -**
200	10	**511406***	50	79	131	**NC -**
250	10	**068971B**	50	85	140	**NC -**
300	10	**511407***	50	87	156	**NC -**
500	10	**068972B**	50	105	175	**NC -**
1000	10	**068973B**	50	131	220	**NC -**
2000	10	**958559B**	69	166	280	**NC -**

* No incluido en ISO

Sin tapón - Boca estrecha

Erlenmeyers de cuello estrecho SLS Select



- De vidrio borosilicato de alta calidad
- Con graduación blanca y zona de marcado
- Excelente resistencia química y térmica

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Ø int cuello (mm)	Unid./caja	€/caja
257068	50	80 x 54	24	12	**NC -**
257069	100	105 x 64	29	12	**NC -**
257070	250	145 x 85	31	6	**NC -**
257071	500	184 x 103	36	6	**NC -**
257072	1000	131 x 214	42	6	**NC -**

Erlenmeyer Pyrex® de uso intensivo



- Gran resistencia a los impactos gracias al grosor regular de las paredes y del fondo, así como de la boca reforzada con un reborde
- Graduaciones indelebles esmaltadas en blanco
- Base totalmente plana que optimiza la agitación

Ref.	Vol. (ml)	ø ext. cuerpo (mm)	ø ext. boca (mm)	ø int. boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
Matraces Erlenmeyer graduados, boca estrecha, de uso intensivo							
231920	10	31	17	12	50	12	**NC -**
231928	25	41	21	14	65	12	**NC -**
231933	50	51	22	15	78	12	**NC -**
231942	125	67	28	24	114	12	**NC -**
231947	250	82	32	28	132	12	**NC -**
231954	500	101	37	32	176	6	**NC -**
231960	1000	129	47	40	216	6	**NC -**
231965	2000	160	50	43	268	1	**NC -**
231975	6000	235	67	43	410	1	**NC -**
Matraces Erlenmeyer graduados, boca ancha, de uso intensivo							
232442	125	66	32	28	108	12	**NC -**
232447	250	81	39	36	134	12	**NC -**
232454	500	97	47	42	170	6	**NC -**
232460	1000	122	52	49	219	6	**NC -**
232465	2000	156	68	62	279	1	**NC -**