
Para cultivo celular

Sin tapón

Frascos cónicos con deflectores laterales

- De vidrio borosilicato Pyrex®
- 4 deflectores equidistantes para una agitación uniforme
- Autoclavables



Frascos cónicos con deflectores, boca Delong

- No incluyen tapón (compatibles con tapón de aluminio 232528 o tapón de polipropileno 232529)

Ref.	Capacidad (ml)	Ø ext cuerpo (mm)	Altura (mm)	Ø ext boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
251571	250	82	155	38	5	**NC -**
251572	500	101	193	38	5	**NC -**
251573	1000	128	122	38	2	**NC -**
251574	2000	166	300	38	1	**NC -**

Tapones para frascos de cultivo

- Para uso con viales de cultivo 232522 a 232525 y frascos de cultivo Fernbach 232526 y 232527
- Dos tipos de tapones: aluminio anodizado o polipropileno 2 posiciones
- Autoclavables



Astucia

Ver tapones de aluminio página 790

Ref.	Tipo de tapón	Unid./ caja	€/ caja
232528	Aluminio	10	**NC -**
232529	Polipropileno	10	**NC -**

Erlenmeyer con deflectores

- Vidrio Pyrex®
- Base plana y espesor de pared uniforme
- Máxima agitación gracias a la altura de los 4 deflectores (aprox. 1/3 de la altura total)



Ref.	Vol. (ml)	ø ext cuerpo (mm)	ø int cuello (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
761623	250	82	32	138	5	**NC -**
761624	500	101	36	186	5	**NC -**
761625	1000	129	43	222	2	**NC -**
761626	2000	161	49	282	1	**NC -**

Frascos de cultivo Pyrex®

- Ideales para la preparación de cultivos, agitadores
- Compatible con la mayoría de aparatos de agitación
- Boca de tubo largo y sin borde para usar con tapones
- De vidrio borosilicato Pyrex® con serigrafía esmaltada en blanco
- Compatible con tapones de aluminio o polipropileno ref 232528 y 232529
- Código de trazabilidad



Ref.	Capacidad (ml)	Ø ext. del cuerpo (mm)	Ø ext. de boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
232522	250	85	38	148	10	**NC -**
232523	500	105	38	183	5	**NC -**
232524	1000	131	38	229	2	**NC -**
232525	2000	166	38	302	1	**NC -**

Frascos de cultivo según Fernbach

- Se utiliza en la preparación de cultivos
- Gran relación superficie/volumen
- De vidrio de borosilicato Pyrex®
- 3 deflectores para garantizar una agitación óptima y regular
- Disponibles en dos versiones:
  - boca larga y recta, compatibles con los tapones ref 232528 y 232529
  - boca roscada para utilizar con tapón de rosca de polipropileno GL45

+ productos en nuestras WEB

Ref.	Capacidad (ml)	Tipo de cuello	Unid./ caja	€/ caja
232526	2800	Boca recta	2	**NC -**
232527	2800	Boca roscada	2	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB