Con tapón

Erlenmeyers de vidrio con deflectores DURAN®



Erlenmeyers 4 deflectores para favorecer la oxigenación de cultivos bacterianos durante el crecimiento en agitación.

- Se suministra con un tapón GL45 de polipropileno azul con membrana y anillo de vertido
- Botella autoclavable de vidrio borosilicato con código de trazabilidad
- Material del vidrio: DURAN® no hay interacción entre el vidrio y el producto, autoclavable, altamente transparente, cumple con la farmacopea USP/EP. Con Retrace Code (certificado de lote vía Internet)
- Material del tapón: PP (polipropileno) con membrana de PTFE autoclavable, resistencia térmica hasta aproximadamente 140 °C

Ref.	Capacidad (ml)	Rosca	Dimensiones ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
092049	250	GL 45	85 x 145	4	**NC -**
092050	500	GL 45	105 x 180	4	**NC -**
092147	1000	GL 45	136 x 221	1	**NC -**

Frascos cónicos con deflectores laterales



- De vidrio borosilicato Pyrex®
- 4 deflectores equidistantes para una agitación uniforme
- Autoclavables

Viales cónicos con deflectores y tapones roscados de membrana

Con tapón de rosca GL45 de polipropileno con membrana de PTFE

Ref.	Capacidad (ml)	Ø ext cuerpo (mm)	Altura (mm)	Rosca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
251567	250	82	130	45	5	**NC -**
251568	500	101	165	45	5	**NC -**
251569	1000	129	205	45	2	**NC -**
251570	2000	166	265	45	1	**NC -**

Frascos cilíndrico-cónicos Pyrex®



- De vidrio borosilicato Pyrex® para una mayor resistencia a choques térmicos y a la corrosión química
- Ideal para trabajos de fermentación y cultivo
- Marcado blanco
- Autoclavables

Ref.	Capacidad (ml)	Ø ext. del cuerpo (mm)	Ø ext. de boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
211926	60	45	25	70	10	**NC -**
211927	125	60	30	97	10	**NC -**
211928	250	69	34	130	10	**NC -**
232521	500	90	35	154	1	**NC -**