Frasco de cultivo según Roux, vidrio DURAN®



Ref.	Volumen (ml)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	ø cuello (mm)	€ 10 unid.
080516	1200	260	122	56	32	**NC -**

Frasco de cultivo Roux con boca cónica descentrado de vidrio DURAN®



Ref.	Volumen (ml)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	€ 10 unid.
080517	1200	275	132	56	**NC -**

Matraces aforados Hirschmann

Matraces aforados clase A Duran®

Ref.	Volumen (ml)	Tipo	Tolerancia (+/-ml)	Altura (+/- 5 mm)	Unid./ caja	€
501018	5	Duran®	0,025	70	2	**NC -**
501019	10	Duran®	0,025	90	2	**NC -**
501020	20	Duran®	0,04	110	2	**NC -**
501021	25	Duran®	0,04	110	2	**NC -**
501022	50	Duran®	0,06	140	2	**NC -**
501023	100	Duran®	0,1	170	2	**NC -**
501024	200	Duran®	0,15	210	2	**NC -**
501025	250	Duran®	0,15	220	2	**NC -**
501026	500	Duran®	0,25	260	2	**NC -**
501027	1000	Duran®	0,4	300	1	**NC -**
501028	2000	Duran®	0,6	370	1	**NC -**
501029	5000	Duran®	1,2	470	1	**NC -**
501030	10000	Duran®	2	570	1	**NC -**

- Certificado de conformidad (con número de lote fechado)
- Boca con borde
- Graduación azul
- Conforme normas DIN EN ISO 1042



Matraces aforados MBL® clase A

DWK LIFE SCIENCES

Matraz boca sin tapón (A)

Volumen (ml)	Tolerancia (+/-ml)	ø cuerpo x al (mm)	ø int. boca (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
5	0,025	27 x 72	9,5	5	**090067**	**NC -**
10	0,025	32 x 92	9,5	5	**090068**	**NC -**
20	0,040	37 x 107	9,5	5	**090069**	**NC -**
25	0,040	39 x 112	10,2	5	**090070**	**NC -**
50	0,060	48 x 145	11	5	**090071**	**NC -**
100	0,100	61 x 175	13	5	**090072**	**NC -**
200	0,150	76 x 215	15,4	5	**090073**	**NC -**
250	0,150	80 x 225	15,4	2	**090074**	**NC -**
500	0,250	101 x 261	18,4	2	**090075**	**NC -**
1000	0,400	127 x 305	22	2	**090076**	**NC -**
2000	0,600	161 x 375	25	1	**090077**	**NC -**
5000	1,200	215 x 475	35	1	**090078**	**NC -**

- Conformes a la norma ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Cuello con un reborde grueso para encajar un tapón de goma
- Certificadas «H» marca
- Línea de calibre grabada
- Inscripción en esmalte azul
- Número de lote grabado en cada matraz aforado



Matraces aforados clase A BLAUBRAND®

BLAU BRAND

Matraz boca sin tapón (A)

Vol. (ml)	Tolerancia (+/-ml)	Unid./ caja	Tapón	Ref.	€/ caja
10	0,04	2	10/19	**090639**	**NC -**
20	0,04	2	10/19	**090640**	**NC -**
25	0,04	2	10/19	**090641**	**NC -**
50	0,06	2	12/21	**090642**	**NC -**
100	0,1	2	14/23	**090643**	**NC -**
200	0,15	2	14/23	**090644**	**NC -**
250	0,15	2	14/23	**090645**	**NC -**
500	0,25	2	19/26	**090646**	**NC -**
1000	0,4	1	24/29	**090647**	**NC -**

- La calidad BLAUBRAND® constante
- Clase A
- Certificado de conformidad
- De DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Certificado de lote entregado por unidad de Envase
- Boca lisa sin tapón



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB