Matraces aforados MBL® clase A




- Conforme a la norma ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Cuello con un reborde grueso para encajar un tapón de goma
- Certificadas «H» marca
- Línea de calibre grabada
- Inscripción en esmalte azul
- Se entrega con certificado de conformidad
- Número de lote grabado en cada matraz aforado

Viales con tapón de PE B,

Volumen (ml)	Tolerancia (+/-ml)	ø cuerpo x al (mm)	ø int. boca (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
5	0,025	27 x 72	9,5	**090462**	5	**NC -**
10	0,025	32 x 92	9,5	**090463**	5	**NC -**
20	0,040	37 x 107	9,5	**090475**	5	**NC -**
25	0,040	39 x 112	10,2	**090476**	5	**NC -**
50	0,060	48 x 145	11	**090233**	5	**NC -**
100	0,100	61 x 175	13	**090234**	5	**NC -**
200	0,150	76 x 215	15,4	**090235**	5	**NC -**
250	0,150	80 x 225	15,4	**090236**	2	**NC -**
500	0,250	101 x 261	18,4	**090237**	2	**NC -**
1000	0,400	127 x 305	22	**090238**	2	**NC -**
2000	0,600	161 x 375	25	**090239**	1	**NC -**
5000	1,200	215 x 475	35	**090241**	1	**NC -**

Matraces aforados clase A BLAUBRAND®



- La calidad BLAUBRAND® constante
- Clase A
- Certificado de conformidad
- De DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Certificado de lote entregado por unidad de Envase
- Boca lisa sin tapón, o con tapón cuadrado de polipropileno con punta de goteo (este tapón reduce significativamente el riesgo de rotura en caso de vuelco y evita que el matraz ruede por la mesa), o con tapón de vidrio

				Matraz con tapón de PP		Matraz con tapón de vidrio (B)		Matraz ámbar con tapón de PP		Frasco ámbar con tapón de vidrio	
Vol. (ml)	Tolerancia (+/-ml)	Unid./ caja	Tapón	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
5	0,04	2	10/19	**090648**	**NC -**	**781664**	**NC -**	**781698**	**NC -**	**781708**	**NC -**
10	0,04	2	10/19	**090649**	**NC -**	**092403**	**NC -**	**781699**	**NC -**	**674359B**	**NC -**
20	0,04	2	10/19	**090650**	**NC -**	**781665**	**NC -**	**781700**	**NC -**	**781709**	**NC -**
20	0,06	2	-	**-**	-	**781666**	**NC -**	**-**	-	**-**	-
25	0,04	2	10/19	**090102**	**NC -**	**781667**	**NC -**	**674399**	**NC -**	**781710**	**NC -**
25	0,06	2	-	**-**	-	**781668**	**NC -**	**-**	-	**-**	-
50	0,06	2	12/21	**090652**	**NC -**	**781669**	**NC -**	**781702**	**NC -**	**781712**	**NC -**
50	0,1	2	14/23	**090653**	**NC -**	**673390**	**NC -**	**781701**	**NC -**	**781711**	**NC -**
100	0,1	2	12/21	**090654**	**NC -**	**781670**	**NC -**	**-**	-	**-**	-
100	0,1	2	14/23	**090655**	**NC -**	**781671**	**NC -**	**781703**	**NC -**	**781713**	**NC -**
200	0,15	2	14/23	**090656**	**NC -**	**781672**	**NC -**	**781704**	**NC -**	**781714**	**NC -**
250	0,15	2	14/23	**090657**	**NC -**	**781673**	**NC -**	**781705**	**NC -**	**781715**	**NC -**
500	0,25	2	19/26	**090658**	**NC -**	**781674**	**NC -**	**781706**	**NC -**	**781716**	**NC -**
1000	0,4	1	24/29	**090659**	**NC -**	**781675**	**NC -**	**781707**	**NC -**	**674073**	**NC -**
2000	0,6	1	29/32	**090660**	**NC -**	**781676**	**NC -**	**-**	-	**-**	-
5000	1,2	1	34/35	**090661**	**NC -**	**781677**	**NC -**	**-**	-	**-**	-

Matraces aforados con tapón PTFE



- De vidrio borosilicato, clase A
- Junta cónica y tapón de PTFE
- Estándar ISO DIN 1042
- Temperatura de ref. a 20 °C
- Marcaje azul

Nuestra Selección

Ref.	Volumen (ml)	Boca (CN)	Unid./ caja	€/ caja
360001	5	10/19	1	**NC -**
360002	10	10/19	1	**NC -**
360003	20	10/19	2	**NC -**
360004	25	10/19	2	**NC -**
360005	50	14/23	2	**NC -**
360006	100	14/23	2	**NC -**
360007	200	14/23	2	**NC -**
360008	250	14/23	2	**NC -**
360009	500	19/26	2	**NC -**
360010	1000	24/29	2	**NC -**