Sólo el uso de varios guantes le protegerá eficazmente de los diversos riesgos que se encuentran en el laboratorio. SHIELD Scientific presenta un sencillo sistema de tres colores para facilitarle la elección:

SHIELDskin CHEM™

ALTO RIESGO QUÍMICO
Guantes bimateriales de doble capa que cumplen las normas sobre riesgo químico: protección sin dejar de lado la comodidad.

SHIELDskin™

RIESGOS BIOLÓGICOS ELEVADOS
Guantes que cumplen las normas de riesgo biológico.
Máxima seguridad tanto para el usuario como para su manipulación.

ecoSHIELD™

RIESGOS COTIDIANOS
Guantes de látex o nitrilo, los más gruesos del mercado. Diseñadas para el uso diario, cumplen las normas más recientes en materia de EPI. En la fabricación y el envasado de los guantes EcoSHIELD se ha hecho un esfuerzo especial por respetar el medio ambiente.

+ info en nuestras WEB

Guantes SHIELDSkin CHEM™ y SHIELDskin™

- EPI categoría III según el Reglamento EU/ 2016/425
- DM clase I según el Reglamentoglement MDR 2017/745/CE
- Longitud mínima de 250 mm para una buena protección del usuario al menos hasta la muñeca para una buena protección del usuario
- Sin polvo, sin cloro y lavados múltiples
- Ambidextros
- Hermético a los virus: ISO 16604:2004 procedimiento B
- Evaluados para el riesgo biológico según ISO 374-5:2016 y EN 374-2:2014
- Evaluación del riesgo químico según ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 y EN 374-4:2013
- Amplia base de datos de resistencia química disponible en www.shieldscientific.es

Guantes SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300



- Bimateriales: bicapa de nitrilo/neopreno (interior blanco, exterior rojo), tecnología TwinSHIELD™ de doble inmersión
- Longitud 300 mm; grosor palma : 0,31 mm
- Riesgo biológico : AQL 0,25 superior al estándar - nivel 3
- Riesgo químico : Tipo A (AJKLNPT)

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ caja	€ / caja
065809	065810	065811	065812	065813	065814	40	NC -

El 1er guante de protección química!

PPE Personal Protective Equipment Category III REGULATION EU/2016/425 — CE 0598 — ISO374-1 Type A - AJKLNPT — ISO374-5:2016 Level 3 - VIRUS

Guantes SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260, 300 y 300 estériles



- Bimateriales: bicapa de nitrilo/neopreno (interior blanco, exterior naranja), tecnología de doble inmersión TwinSHIELD™
- Sin acelerador de vulcanización para limitar los fenómenos alérgicos
- Longitud 260 ó 300 mm ; grosor de palma : 0,14 mm
- Versión estéril certificada sin RNasa/DNasa
- Riesgo biológico : AQL 0,25 superior al estándar - nivel 3
- Riesgo químico: tipo B (JKPT)
- Resistencia a citotóxicos
- ESD: propiedades antielectrostáticas (EN 1149-1 a 5)

Guantes SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260 mm

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065700	065701	065702	065703	065704	90	NC -

Guantes SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300 mm

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065705	065706	065707	065708	065709	50	NC -

Guantes SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ estériles 300 mm - Libre de RNasa y DNasa

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065748	065749	065750	065751	065752	20	NC -

PPE Personal Protective Equipment Category III REGULATION EU/2016/425 — CE 0598 — ISO374-1 Type A - AJKLNPT — ISO374-5:2016 Level 3 - VIRUS