Los guantes ecoSHIELD™ han sido diseñados para satisfacer las necesidades diarias de los laboratorios: protección, comodidad y economía. ecoSHIELD™ es una solución optimizada tanto para los usuarios como para nuestro entorno.

Eco-ENVASADO
- + Envases fabricados únicamente con cartón reciclado
- + La tinta utilizada no contiene metales pesados
- + Reducción de más del 60% de la impresión en los envases

GoGREEN

Eco-LOGÍSTICA
- + Reducción del espacio de almacenamiento: de 50 %
- + El transporte aéreo, 10 veces más contaminante que el terrestre, no se utiliza para la entrega de los guantes ecoSHIELD™
- + Menos envase por cantidad de guantes
- + Producción optimizada
- + Logística ajustada

Guantes EcoSHIELD™ PF 250

- EPI categoría III según el Reglamento EU/ 2016/425
- Sin polvo, cloración y lavado sencillos
- Hermético a los virus: ISO 16604:2004 procedimiento B
- Evaluado para riesgo biológico: evaluado según ISO 374-5:2016 y EN 374-2:2014
- Evaluación del riesgo químico según ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 y EN 374-4:2013

Guantes EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250

PPE Category III REGULATION (EU)2016/425 · ISO374-1:2016 Type B - KPT · ISO374-5:2016 Level 3 - VIRUS · CE 0120



- Nitrilo de doble capa (interior blanco, exterior verde)
- Ambidextros: tecnología TwinSHIELD™
- Longitud 250 mm (talla XL/10 = 260 mm); grosor de la palma : 0,10 mm
- Riesgo biológico : AQL 0,25 (por encima de la norma) - nivel 3
- Riesgo químico : Tipo B (KPT)

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065744B	065745B	065746B	065747B	065825B	150	NC -

Guantes EcoSHIELD™ Eco Látex PF 250

PPE Category III REGULATION (EU)2016/425 · LATEX · ISO374-1:2016 Type B - KPT · CE 0120 · ISO374-5:2016 Level 3 - VIRUS



- 100% látex - color natural; alergia al látex: nivel de proteínas ' 30 µg/ G (EN 455-3:2015)
- Longitud 250 mm; grosor de palma : 0,12 mm
- Riesgo biológico : AQL 0,65 - nivel 3
- Riesgo químico : TIPO B (KPT)

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
065789	065790	065791	065792	065947	100	NC -

duoSHIELD™ DOBLE RIESGO RIESGOS MENORES

Los guantes DuoSHIELD™ ofrecen un buen compromiso y coste diseñados para satisfacer las necesidades de riesgo mínimo de los técnicos de laboratorio. Deben reservarse para el trabajo sucio, que no presenta ningún peligro particular o simplemente para proteger al paciente (el propósito principal de un dispositivo médico). "DUO" se refiere al registro de estos guantes como productos sanitarios (DM) y equipos de protección individual (EPI).

Guantes de doble registro

- Productos Médicos de clase I según la Directiva 93/42/CEE y EPI Categoría III según el Reglamento UE/2016/425 (Reglamento UE 2017/745)
- Longitud según normas EN 455-2 : 2015*
- Evaluados para el riesgo biológico (AQL) de acuerdo con EN455-1:2000, ISO 374-5:2016 y EN 374-2:2014
- Evaluados para el riesgo químico según ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2016 y EN 374-4:2014

Guantes DuoSHIELD™ ICE NITRILE™ 240

- 100 % SuperSoft Nitrile – color azul
- Sin polvo, cloración y lavado sencillos
- Longitud 240 mm*, grosor palma : 0,11 mm
- Riesgo biológico : AQL 1,5 - nivel 2
- Riesgo químico : Tipo B (KPT)

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065735	065736	065737	065738	065739	100	NC -

PPE Category III REGULATION (EU)2016/425 · MDR Class I REGULATION (EU)2017/745 · ISO374-1:2016 Type B - KPT · ISO374-5:2016 Level 2 · CE 0120



* Conforme a la norma EN 455-2:2015.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB