Guantes DuoSHIELD™ PFT Látex 240



- 100% látex - color natural
- Acabado texturizado
- Sin polvo, cloración y lavado sencillos
- Longitud 240 mm*, grosor palma : 0,11 mm
- Alergia al látex: nivel de proteínas inferior a 30 µg/g (455-3:2015)
- Riesgo biológico : AQL 1,5 - nivel 2
- Riesgo químico : Tipo B (KPT)

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065730	065731	065732	065733	065734	100	NC -

PPE Category III REGULATION EU(2016/425) · MDR Class I REGULATION EU(2017/745) · ISO374-1:2016 Type B - KPT · ISO374-5:2016 Level 2 · CE 0120 · LATEX

* Conforme a la norma EN 455-2:2015.

Guantes DuoSHIELD™ LPS Látex 240



- 100% látex - color natural
- Alergia al látex: nivel de proteínas inferior a 200 µg/g (455-3:2015)
- Acabado suave y ligeramente empolvado
- Longitud 240 mm*, grosor palma : 0,11 mm
- Riesgo biológico : AQL 1,5 - nivel 2
- Riesgo químico : Tipo B (KPT)

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065720	065721	065722	065723	065724	100	NC -

PPE Category III REGULATION EU(2016/425) · MDR Class I REGULATION EU(2017/745) · ISO374-1:2016 Type B - KPT · ISO374-5:2016 Level 2 · CE 0120 · LATEX

* Conforme a la norma EN 455-2:2015.

Guantes DuoSHIELD™ PFT Nitrilo 240 y 290



- DM clase I (MDR (Normativa EU 2017/745) / EPI Cat. III (Normativa UE 2017/745)
- Nitrilo sin polvo, sin látex, azul
- Manguitos con borde enrollado y extremos texturizados
- Grosor palma : 0,08 mm
- Disponible en dos longitudes de manguito : 240 mm y 290 mm
- Riesgo biológico : AQL 0,65 - nivel 3
- A prueba de virus según ISO 374-5:2016 e ISO 16604:2004 procedimiento B
- Riesgo químico : Tipo B (KPT)
- Conforme para contacto con alimentos

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Guantes DuoShield PFT Nitrile 240 mm							
Ref.	065906B	065907B	065908B	065909B	065910B	200	NC -
Guantes DuoShield PFT Nitrile 290 mm							
Ref.	065911	065912	095913	065914	065915	100	NC -

PPE Category III REGULATION EU(2016/425) · MDR Class I REGULATION EU(2017/745) · CE 0598 · ISO374-1:2016 Type B - KPT · VIRUS

Guantes SHIELD™ SMARTLine nitrilo azules 240



- Guantes sin polvo de nitrilo azul para la protección contra los riesgos habituales
- Doble registro EPI (Reglamento UE 2016/425) y DM (Reglamento UE 2017/745).
- EPI Cat. III tipo C
- AQL ‹ 1,5
- Resistente a la penetración de agentes infecciosos según la norma ISO 16604:2004 procedimiento B
- Grosor palma : 0,07 mm
- Longitud: 240 mm

PPE Category III REGULATION EU(2016/425) · MDR Class I REGULATION EU(2017/745) · CE 0598 · ISO374-1 Type C - K · ISO374-5:2016 Level 2

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	Unid./ caja	€ / caja	XL/10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	065927	065928	065929	065930	100	NC -	065931	90	NC -