SHIELDskin XTREME™

RIESGOS DE PROCESO
PROTECCIÓN DEL PRODUCTO

SHIELDskin XTREME™ es una gama diseñada para su uso en zonas de atmósfera controlada (salas blancas o salas limpias). Está organizada en 3 categorías de productos, en función del grado de limpieza: desde "DI" para los menos limpios hasta "DI++" para los más exigentes.
Además de proteger el producto/proceso, todos estos guantes cumplen las últimas normas sobre EPI de categoría III para proteger al operario. Por último, la gama ofrece una amplia variedad de materiales, longitudes, estériles y no estériles. Para cualquier otro guante de la gama que no figure en el catálogo, póngase en contacto con nosotros.

Astucia
Descubra nuestros otros guantes de la gama SHIELDSkin Xtreme para sala blanca en nuestras WEB

Guantes SHIELDskin XTREME™

- EPI categoría III según el Reglamento EU/ 2016/425
- Sin polvo, cloración, lavados múltiples
- Evaluados por riesgo biológico: según ISO 374-5:2016 y EN 374-2:2014
- Evaluación del riesgo químico según ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 y EN 374-4:2013

El número de lavados con agua desionizada es el principal factor diferenciador en términos de ultralimpieza:

Gamme	Procedimiento	Beneficios
SHIELDskin XTREME™ DI	Lavado único con agua desionizada	- Opción más económica / - Nivel típico de partículas ≥ 0,5 µm : ‹ 3000 por cm2
SHIELDskin XTREME™ DI+	Triple lavado con agua desionizada	- Nivel típico de partículas ≥ 0,5 µm : ‹ 950 par cm2
SHIELDskin XTREME™ DI++	Múltiples lavados con agua desionizada	- Nivel típico de partículas ≥ 0,5 µm : ‹ 650 por cm2

Guantes SHIELDskin XTREME™ Estéril Látex 300 DI

PPE Category III – REGULATION (EU)2016/425 – ISO374-5:2016 Level 2 - VIRUS – ISO374-1:2016 Type B - KPT – CE 0120 – LATEX



- 100% látex - color natural - forma anatómica
- Estéril
- Longitud 300 mm, grosor de palma : 0,14 mm
- Alergia al látex: nivel de proteínas inferior a 50µg/ g (EN 455-3 :2006)
- Riesgo biológico : AQL 1,5 - Nivel 2
- Hermético a los virus: ISO 374-5:2016 y ISO 16604:2004 procedimiento B
- Riesgo químico : Tipo B (KPT)
- Envasado por par, 20 pares/bolsa PE, 10 bolsas/cartón

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Pares/ bolsa	€ /caja de 10 bolsas
Ref.	065783K	065784K	065785K	065786K	065787K	20	NC -

Guantes SHIELDskin XTREME™ Bright Látex 300 DI+

PPE Category III – REGULATION (EU)2016/425 – ISO374-5:2016 Level 2 - VIRUS – ISO374-1:2016 Type B - KPT – CE 0120 – LATEX



- 100% látex - color natural - forma anatómica
- Alergia al látex: nivel de proteínas inferior a 50µg/ g (EN 455-3 :2006)
- Longitud 300 mm, grosor de palma : 0,14 mm
- Riesgo biológico : AQL 1,5 - Nivel 2
- Hermético a los virus: ISO 374-5:2016 y ISO 16604:2004 procedimiento B
- Riesgo químico: tipo B (KPT)
- Envase: 100 guantes / bolsa PE doble, 10 bolsas/caja

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ bolsa	€ /caja de 10 bolsas
Ref.	065777K	065778K	065779K	065780K	065781K	065782K	100	NC -

Guantes SHIELDskin XTREME™ ECO NITRILE 300 DI+

- 100% nitrilo - blanco
- Longitud: 300 mm ; grosor de palma : 0,10 mm
- Riesgo biológico : AQL 1.5 – nivel 2
- Propiedades antielectrostáticas: prueba ESD conforme a la norma EN 1149-1-2-3 & 5
- Riesgo químico: tipo B (KPT)
- Envase: 100 guantes / bolsa PE doble, 15 bolsas/caja

PPE Category III – REGULATION (EU)2016/425 – ISO374-5:2016 Level 2 – ISO374-1:2016 Type B - KPT – CE 0120



Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ bolsa	€ /caja de 15 bolsas
Ref.	065874	065875	065876	065877	065878	065879	100	NC -

Guantes SHIELDskin XTREME™ White NITRILE 300

- 100% nitrilo - blanco
- Longitud 300 mm
- Propiedades antielectrostáticas: prueba ESD conforme a la norma EN 1149-1-2-3 & 5
- Riesgo biológico : AQL 1,5 - Nivel 2
- Riesgo químico: tipo B (KPT)
- Envase: 100 guantes / bolsa PE doble, 10 bolsas/caja

GUANTES SHIELDskin XTREME White NITRILE 300 DI
- Grosor de palma (mm) : 0,13

GUANTES SHIELDskin Xtreme NITRILE 300 DI++
- Grosor de palma (mm) : 0,14

PPE Category III – REGULATION (EU)2016/425 – ISO374-5:2016 Level 2 – ISO374-1:2016 Type B - KPT – CE 0123



Guantes SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300

Talla	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./ bolsa	€ /caja de 10 bolsas
Guantes SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI								
Ref.	065753K	065754K	065755K	065756K	065757K	065758K	100	NC -
Guantes SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI++								
Ref.	065765K	065766K	065767K	065768K	065769K	065770K	100	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB