Guantes KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ y PURPLE NITRILE™ XTRA™



- 100% nitrilo, sin látex, elimina todos los riesgos de alergia de tipo I
- Agentes químicos indetectables: reduce significativamente el riesgo de alergias de tipo IV
- Excelente resistencia química y mecánica, resistencia a productos citotóxicos y B.E.T.
- Certificado EPI Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- Certificado EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), protección limitada contra salpicaduras de productos químicos
- ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- AQL : 0,65
- Color púrpura
- Sin polvo, acabado liso, dedos texturados
- Antiestáticas
- Manguito con borde enrollado
- Grosor : 0,14 mm hasta la palma

Guantes Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ : manguitos largos especiales para cultivo

- Longitud 300 mm

Talla	XS	S	M	L	XL	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	**038825**	**038826**	**038827**	**038828**	**038829**	50	**NC -**

Guantes Kimtech™ Purple Nitrile™

- Longitud estándar 240 mm (250 mm para las tallas L y XL)

Talla	XS	S	M	L	XL	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	**038820**	**038821**	**038822**	**038823**	**038824***	100	**NC -**

* Caja de 90

Guantes KIMTECH™ STERLING™ NITRILE



Práctico: ¡caja de 150 guantes para la longitud de 240 mm o de 100 guantes para la longitud de 300 mm!
Ahorro de espacio del 33% y reducción de residuos del 40%.

- 100% nitrilo sin proteínas de látex: elimina cualquier riesgo potencial de alergia de tipo I
- Gran destreza, gran comodidad
- Certificado EPI Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- Manguito con borde enrollado
- AQL : 0,65
- Color : gris claro
- Antiestáticas
- Sin polvo, acabado liso, dedos texturados
- ISO 374-1:2016 Tipo C (K) contra salpicaduras de productos químicos
- ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Grosor : 0,08 mm hasta la palma
- Longitud estándar : 240 mm (250 mm para la talla XL)

Talla	XS	S	M	L	XL	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	**040132**	**040133**	**040134**	**040135**	**040136***	150	**NC -**

* Caja de 140

